Bouchons standards pour cols rodés

- En verre borosilicaté 3.3
- Conformes DIN 12252



Taille col (NS)	Forme Pointe		Forme Hexagonale			Forme Octogonale		
	Réf.	€	Type de bouchon	Réf.	€	Type de bouchon	Réf.	€
7/16	**673504**	**NC -**	Creux	**673513**	**NC -**	-	-	-
10/19	**673505**	**NC -**	Creux	**673514**	**NC -**	Plein	**673522**	**NC -**
12/21	**673506**	**NC -**	Creux	**673515**	**NC -**	Plein	**673523**	**NC -**
14/23	-	-	-	-	-	Plein	**673524**	**NC -**
19/26	**673508**	**NC -**	Creux	-	-	Plein	-	-
24/29	**673509**	**NC -**	Creux	**673518**	**NC -**	Plein	**673526**	**NC -**
29/32	**673510**	**NC -**	Creux	-	-	Semi-plein	**673527**	**NC -**
34/35	**673511**	**NC -**	Creux	**673520**	**NC -**	Semi-plein	**673528**	**NC -**
45/40	-	-	Creux	**673521**	**NC -**	Semi-plein	**673529**	**NC -**

Bouteille

Voir Flacons à partir de la page 635

Burette en verre compacte modulaire BRAND®



- En verre borosilicaté 3.3
- Limite d'erreur correspondant à la classe B
- Calibrée en écoulement 'Ex'
- Emballage standard : tube de burette - robinet de rechange - pointe de burette de précision
- Bande photophore
- Robinet Teflon
- Distance réduite entre les traits de division

Réf.	Volume (ml)	H. totale (mm)	Division (ml)	Tolérance (+/- ml)	Unités/ carton	€/ carton
673945	10	445	0,05	0,05	1	**NC -**
673946	25	510	0,1	0,08	1	**NC -**
673947	50	710	0,1	0,08	1	**NC -**

Burette en verre classe AS PYREX®

- En verre PYREX®
- DIN 12700
- Bande photophore «Schellbach band» pour une lecture rapide et précise du ménisque
- Avec entonnoir évasé en partie supérieure pour un remplissage aisé
- Robinet avec clé Teflon
- Sérigraphie indélébile émaillée bleue

Réf.	Volume (ml)	H. totale (mm)	Division (ml)	Tolérance (+/- ml)	€
090220	10	570	0,05	0,02	**NC -**
001872	25	570	0,10	0,05	**NC -**
001867	25	800	0,05	0,03	**NC -**
090222	50	800	0,10	0,05	**NC -**

Burette en verre borosilicaté

DWK LIFE SCIENCES



Classe B

- 2 types de clé interchangeable :
  - En PTFE / graduations émaillées blanches
  - En verre / graduations émaillées bleues
- Conforme ISO 385


Vol. (ml)	Div. (ml)	L (mm)	Clé en PTFE Réf.	Clé en PTFE €	Clé en verre Réf.	Clé en verre €
10	0,02	820	**232598**	**NC -**	**785323**	**NC -**
25	0,10	820	**232599**	**NC -**	**785324**	**NC -**
50	0,10	820	**001768**	**NC -**	**785325**	**NC -**
100	0,20	870	**232600**	**NC -**	**785326**	**NC -**



Classe AS

- Clé interchangeable en PTFE / graduations émaillées blanches
- Conforme ISO 385
- Modèles avec certificat individuel indiquant le volume exact en 3 points de graduation

Vol. (ml)	Div. (ml)	Tol. (ml)	L (mm)	Sans certificat Réf.	Sans certificat €	Avec certificat Réf.	Avec certificat €
10	0,02	±0,02	820	**785317**	**NC -**	**785320**	**NC -**
25	0,10	±0,05	620	**785315**	**NC -**	**761789**	**NC -**
50	0,10	±0,05	820	**785318**	**NC -**	**785321**	**NC -**
100	0,20	±0,10	870	**785319**	**NC -**	**785322**	**NC -**



Schellbach Classe AS

- Clé interchangeable en verre ou en PTFE
- Tube de burette avec bande photophore "Schellbach" verticale blanche et ruban bleu central
- Graduations émaillées bleues
- Conforme ISO 385

Vol. (ml)	Div. (ml)	L (mm)	Clé en verre Réf.	Clé en verre €	Clé en PTFE Réf.	Clé en PTFE €
10	0,02	620	**232881**	**NC -**	**090220**	**NC -**
25	0,10	620	**673413**	**NC -**	**001872**	**NC -**
25	0,05	820	**232882**	**NC -**	**001867**	**NC -**
50	0,10	820	**232883**	**NC -**	**090222**	**NC -**