
Cellules Mac Master



Cellule Mac Master 2 champs

- Bords rodés
- 2 réseaux
- Avec lamelle couvre-objet
- Collée sur 3 entretoises
- Dimensions : 75 x 32 mm

Réf.	Désignation	€
140467	Cellule Mac Master 2 champs	NC -

Cellule Mac Master 3 champs

- Bords rodés
- Coins arrondis
- Avec lamelle couvre-objet
- 3 réseaux 10 x 10 mm
- Pinces de maintien
- Dimensions : 127 x 26 mm

Réf.	Désignation	€
140465	Cellule Mac Master 3 champs	NC -

Lamelle de rechange pour cellules Mac Master

- 80 x 18 mm
- 3 réseaux 10 x 10 mm

Réf.	Désignation	€
140466	Lamelle de rechange pour cellules Mac Master	NC -

Cellules de numération



Cellules de grande précision en verre à stries gravées. Version simple, à double grille, en métallisées (stries claires à meilleur contraste).



Lamelles planées



Malassez




Thoma




Lemaur




Nageotte




Agasse Lafont



Neubauer



Neubauer amélioré



B Bürker

Cellules de numération - adaptées au diagnostic in-vitro - marquage CE - avec double grille de comptage

Type	Quadrillage	Profondeur (mm)	Grille (mm2)	Numération	Réf.	€
Malassez	Double	0,2	5	Hématies-Leucocytes	140501	NC -
Malassez	Double métallisé	0,2	5	Globulaire	140533	NC -
Malassez	Double	0,2	5	Hématies-Leucocytes	900589**	NC -
Malassez	Double métallisé	0,2	5	Globulaire	900590**	NC -
Thoma	Double	0,1	1	Hématies-Leucocytes	140503	NC -
Thoma	Double métallisé	0,1	1	Globulaire	140535	NC -
Nageotte	Double	0,5	10	Rachidienne	140506	NC -
Nageotte	Double métallisé	0,5	10	Rachidienne	140532	NC -
Neubauer	Double	0,1	3	Erythrocyte-Leucocytes	140515	NC -
Neubauer	Double métallisé	0,1	3	Erythrocyte-Leucocytes	140528	NC -
Neubauer amélioré	Double	0,1	3	Erythrocyte-Leucocytes	140514	NC -
Neubauer amélioré*	Double	0,02	3	Erythrocyte-Leucocytes	140469	NC -
Neubauer amélioré	Double métallisé	0,1	3	Erythrocyte-Leucocytes	140527	NC -
Bürker	Double métallisé	0,1	9	Hématies-Leucocytes	140529	NC -

* Type Petroff ** Avec pinces.

Lamelles planées pour cellules de numération

Lamelles spécialement destinées aux cellules de numération. Epaisseur : 0,4 mm.

Réf.	L x l (mm)	Pour cellules	De type	Unités/ boîte	€/ boîte
140537	22 x 22	Simple	Malassez, Neubauer, Thoma, Fuchs-Rosenthal, Lemaur, Agasse Lafont	10	NC -
140536	20 x 26	Double	Malassez, Neubauer, Thoma, Fuchs-Rosenthal, Lemaur, Agasse Lafont	10	NC -
140583B*	22 x 32	Double	Nageotte	100	NC -
900596*	30 x 30	Double	Nageotte	100	NC -

* Epaisseur n° 1.