Erlenmeyer Pyrex à usage intensif

Volume (ml)	Ø x h (mm)	Ø ext. (mm)	Ø ext. (mm)	A l'unité Réf.	A l'unité €	Par lot Réf.	Par lot Unités/ carton	Par lot €/ carton
Col étroit								
10	31 x 50	17	12	231920A	NC -	231920	12	NC -
25	41 x 65	21	14	231928A	NC -	231928	12	NC -
50	51 x 78	22	15	231933A	NC -	231933	12	NC -
125	67 x 114	28	24	-	-	231942	12	NC -
250	82 x 132	32	28	-	-	231947	12	NC -
500	101 x 176	37	32	231954A	NC -	231954	6	NC -
1000	129 x 216	47	40	231960A	NC -	231960	6	NC -
2000	160 x 268	50	43	231965	NC -	-	-	-
4000	206 x 356	57	43	231972	NC -	-	-	-
6000	235 x 410	67	43	231975	NC -	-	-	-
Col large								
125	66 x 108	32	28	232442A	NC -	232442	12	NC -
250	81 x 134	39	36	232447A	NC -	232447	12	NC -
500	97 x 170	47	42	232454A	NC -	232454	6	NC -
1000	122 x 219	52	49	-	-	232460	6	NC -
2000	156 x 279	68	62	232465	NC -	-	-	-



- Grande résistance aux chocs grâce à la régularité de l'épaisseur des parois et du fond, ainsi que du col renforcé par un bourrelet
- Graduations indélébiles émaillées en blanc
- Base parfaitement plane optimisant l'agitation

Erlenmeyer à col étroit DURAN®

Réf.	Volume (ml)	Ø externe base (mm)	Ø externe col (mm)	Hauteur (mm)	Unités/ carton	€/ carton
083340	25	42	22	75	10	NC -
212161707*	50	51	22	90	10	NC -
083341	100	64	22	105	10	NC -
083342	125	67	28	112	10	NC -
083860**	150	74	28	118	10	NC -
083343**	200	79	34	131	10	NC -
090213S	250	85	34	145	1	NC -
083344**	300	87	34	156	10	NC -
090214S	500	105	34	180	1	NC -
083619	800	120	42	200	10	NC -
090215S	1000	131	42	220	1	NC -
090216S	2000	166	50	280	1	NC -
083345	3000	187	52	310	2	NC -
083346	5000	220	52	365	1	NC -

* Sans code de traçabilité / ** Non conforme ISO

- Graduations
- Epaisseur homogène des parois
- Code de traçabilité
- Conformes norme ISO 1773
- Répondent pharmacopée USP
- Autoclavables



Erlenmeyer en verre borosilicaté DURAN® à col large avec graduations



* Flacon conique sans graduation (cf. photo de droite). Certificat et suivi des lots : à l'aide du code spécial à 8 chiffres inscrit sur le flacon, possibilité de se procurer un certificat directement sur Internet.

Vol. (ml)	Ø base (mm)	Ø col (mm)	H (mm)	A l'unité Réf.	A l'unité €	Par lot de 10 Réf.	Par lot de 10 €
25	43	31	70	090957A	NC -	090957	NC -
50	51	34	85	090958A	NC -	090958	NC -
100	64	34	105	090959A	NC -	090959	NC -
200	79	50	131	090960A	NC -	090960	NC -
250	85	50	140	090961A	NC -	090961	NC -
300	87	50	156	090962A	NC -	090962	NC -
500	105	50	175	090963A	NC -	090963	NC -
1000	131	50	220	090964A	NC -	090964	NC -
2000	153	72	276	090965A	NC -	090965	NC -
3000	190	106	285	090966*	NC -	-	-
5000	220	108	322	090967*	NC -	-	-
10000	285	147	420	090968*	NC -	-	-

Erlenmeyer à col étroit SLS Select



- En verre borosilicaté de très haute qualité
- Avec graduations blanches et zone de marquage
- Excellente résistance chimique et thermique

Réf.	Volume (ml)	Ø x h (mm)	Ø interne col (mm)	Unités/ carton	€/ carton
257068	50	80 x 54	24	12	NC -
257069	100	105 x 64	29	12	NC -
257070	250	145 x 85	31	6	NC -
257071	500	184 x 103	36	6	NC -
257072	1000	131 x 214	42	6	NC -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W