Fioles jaugées BLAUBRAND® PURprotect

- En verre borosilicaté 3.3
- Classe A, marquage DE-M
- DIN EN ISO 1042
- Avec bouchon en polypropylène
- Avec certificat de lot
- Revêtement plastique évitant la dispersion des éclats de verre lors de la chute et la perte du liquide
- Revêtement teinté en bleu pour une reconnaissance aisée des fioles PURprotect
- Résistent à 135 °C en chaleur sèche
- Autoclavables à 121 °C (si fréquent cela diminue la protection)
- Température maximale de nettoyage 95 °C



Réf.	Volume (ml)	Précision (±ml)	Rodage	Unités/ carton	€/ carton
781618*	50	0,1	14/23	2	**NC -**
781619	100	0,1	14/23	2	**NC -**
781620	200	0,15	14/23	2	**NC -**
781621	250	0,15	14/23	2	**NC -**
781912	500	0,25	19/26	2	**NC -**
674072	1000	0,4	24/29	1	**NC -**

* Col large.

Fioles jaugées avec bouchon PHED

- En verre borosilicaté classe A
- Joint conique et bouchon PHED
- Standard ISO DIN 1042
- Température de réf. à 20 °C
- Marquage bleu



Réf.	Volume (ml)	Rodage (CN)	Unités/ carton	€/ carton
360001	5	10/19	1	**NC -**
360002	10	10/19	1	**NC -**
360003	20	10/19	2	**NC -**
360004	25	10/19	2	**NC -**
360005	50	14/23	2	**NC -**
360006	100	14/23	2	**NC -**
360007	200	14/23	2	**NC -**
360008	250	14/23	2	**NC -**
360009	500	19/26	2	**NC -**
360010	1000	24/29	2	**NC -**

Fioles jaugées classe A en verre Pyrex

- En verre Pyrex
- Conformes ISO 1042 et DIN 12664
- Pour permettre un suivi de la traçabilité, chaque fiole comporte un numéro de lot Trait de jauge gravé pour une meilleure précision
- Livrées avec un bouchon polyéthylène
- Sérigraphies émaillées en blanc



Réf.	Vol. (ml)	Tolérance (+/-ml)	Rodage (CN)	Unités/ carton	€/ carton
442716	1	0,02	7/16	5	**NC -**
442717	2	0,02	7/16	5	**NC -**
090048	5	0,02	10/19	5	**NC -**
090049	10	0,02	10/19	5	**NC -**
090050	20	0,03	10/19	5	**NC -**
090051	25	0,03	10/19	5	**NC -**
090052	50	0,05	12/21	5	**NC -**
090053	100	0,08	14/23	5	**NC -**
090054	200	0,10	14/23	5	**NC -**
090055	250	0,12	14/23	2	**NC -**
090056	500	0,15	19/26	2	**NC -**
090057	1000	0,30	24/29	2	**NC -**
090058	2000	0,50	29/32	1	**NC -**
090059	5000	1,00	34/35	1	**NC -**

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W