Flacons en verre avec bouchon à rodage normalisé






- Bouteilles en verre à col rodé
- En verre clair ou en verre ambré
- A col étroit ou large
- Avec bouchon verre ou en polyéthylène

		A col étroit verre clair				A col étroit verre brun			
		Bouchon en polyéthylène		Bouchon en verre		Bouchon en polyéthylène		Bouchon en verre	
Vol. (ml)	RIN	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
50	14,5	065237	NC -	065243	NC -	065249	NC -	065255	NC -
100	14,5	065238	NC -	065244	NC -	065250	NC -	065256	NC -
250	19	065239	NC -	065245	NC -	065251	NC -	065257	NC -
500	24	065240	NC -	065246	NC -	065252	NC -	065258	NC -
1000	29	065241	NC -	065247	NC -	065253	NC -	065259	NC -
2000	29	065242	NC -	065248	NC -	065254	NC -	065260	NC -

		A col large verre clair				A col large verre brun	
		Bouchon en polyéthylène		Bouchon en verre		Bouchon en polyéthylène	
Vol. (ml)	RIN	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
100	29	-	-	065268B	NC -	-	-
500	45	065264	NC -	-	-	065276	NC -

Flacons de culture Tilt DURAN

DWK LIFE SCIENCES








- En verre borosilicaté 3.3
- Bouchon GL56 en polypropylène blanc, Ø 56 mm, autoclavable
- 2 positions : droit (filtration et conservation) et incliné à 45° (pipetage)
- Graduations visibles des deux côtés et dans les deux positions
- Coque de protection contre la lumière en silicone blanc, DURAN Tilt Light shield
- Anneaux d'identifications : GL56, 4 couleurs, autoclavables
- Unité de filtration pour flacon Tilt avec adaptateur GL45 (ext)/GL56 (int), 507 mbar recommandé, 677 mbar max.

Réf.	Désignation	Hauteur (mm)	Volume (ml)	Unités/ carton	€/ carton
096014	Flacon Tilt avec bouchon blanc GL56 (non-stérile)	151	500	4	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	Matériau	Couleurs	Unités/ carton	€/ carton
096015	Coque de protection, 4 anneaux d'identification inclus	Silicone	Orange, jaune, bleu,rose	4	NC -
096016	Anneau d'identification GL56	Silicone	Orange	20	NC -
096017	Anneau d'identification GL56	Silicone	Jaune	20	NC -
096018	Anneau d'identification GL56	Silicone	Bleu	20	NC -
096019	Anneau d'identification GL56	Silicone	Rose	20	NC -
096020	Adaptateur GL45 pour unité de filtration 45 mm (autoclavable)	PTFE	Blanc	1	NC -
096022	Bouchon GL56	Polypropylène	Blanc	10	NC -

