## Septum 8 mm

| Réf. | Type de Septum | Dureté | Epaisseur (mm) | Unités/ boîte | €/ boîte |
|---|---|---|---|---|---|
| **480532** | PTFE vierge | 53° shore D | 0,3 | 100 | **NC -** |
| **480533** | Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent | 60° shore A | 1 | 1000 | **NC -** |
| **480534** | Caoutchouc naturel rouge-orange/TEF transparent | 60° shore A | 1,3 | 1000 | **NC -** |
| **480535** | Caoutchouc rouge/PTFE beige | 45° shore A | 1 | 100 | **NC -** |
| **480536** | Butyle rouge/PTFE gris | 55° shore A | 1,3 | 100 | **NC -** |
| **480537** | Silicone blanc/PTFE rouge | 45° shore A | 1,3 | 100 | **NC -** |
| **480538** | Silicone beige/PTFE rouge | 55° shore A | 1,5 | 1000 | **NC -** |
| **480539** | Silicone blanc/PTFE bleu, prépercé | 55° shore A | 0,9 | 100 | **NC -** |

## Kit Flacon avec bouchon col à vis ND8 (petite ouverture)

Kit contenant 100 flacons et 100 bouchons dans une boîte en PP bleu.


- Sur-emballage des flacons pour salles propres
- Sachet refermable
- Autres combinaisons possibles sur demande pour tout flacon de 1,5 ml, 4 ml ou Headspace 20 ml



| Type de Flacon | Type de bouchon | Capacité (ml) | Hauteur x Ø (mm) | Réf. | €/ boîte de 100 | Réf. | €/ boîte de 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pour passeur automatique Varian | | | Couleur Transparent | | Couleur Ambré | |
| Verre sans étiquette | Avec septum en silicone blanc/ PTFE rouge, 45° shore A, 1,3 mm | 1,5 | 32 x 11,6 | **480540** | **NC -** | **480542** | **NC -** |
| Verre avec étiquette | Avec septum en silicone blanc/ PTFE rouge, 45° shore A, 1,3 mm | 1,5 | 32 x 11,6 | - | - | **480543** | **NC -** |

## Flacons avec col à vis, ND9

Flacons compatibles sur les appareils des marques suivantes : Agilent,HTA, Shimadzu, Thermo Scientific, Varian, Waters® ...
(Voir tableau de compatibilité sur notre site web).




480550 480551 480553 480821 480549 480552 480554 480556 480557 480820

245514 480558 480546 480818 480819 480548B 480559 480561 480562 480555 480822 480560

| Matériaux | Type | Capacité (ml) | Hauteur x Ø (mm) | Unités/ boîte | Réf. | €/ boîte | Réf. | €/ boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Flacons à filetage court (ouverture large) | | | | Couleur Transparent | | Couleur Ambré | |
| Verre | Fond plat | 1,5 | 32 x 11,6 | 100 | **245514** | **NC -** | **480546** | **NC -** |
| Verre | Fond plat avec étiquette + repère de volume | 1,5 | 32 x 11,6 | 100 | - | - | **480548B** | **NC -** |
| Verre silanisé | Fond plat | 1,5 | 32 x 11,6 | 1000 | **480558** | **NC -** | - | - |
| Verre silanisé | Fond plat avec étiquette + repère de volume | 1,5 | 32 x 11,6 | 1000 | - | - | **480559** | **NC -** |
| Polypropylène | Avec repère de volume | 1,5 | 32 x 11,6 | 1000 | **480560** | **NC -** | - | - |
| | Flacons Microvolumes | | | | Couleur Transparent | | Couleur Ambré | |
| Verre | Fond plat avec micro-insert intégré et scellé | 0,2 (* 0,3) | 32 x 11,6 | 100 | **480549*** | **NC -** | **480552** | **NC -** |
| Verre | Fond plat avec étiquette avec micro-insert intégré et scellé | 0,2 | 32 x 11,6 | 1000 | **480550** | **NC -** | **480551** | **NC -** |
| Verre | Fond en V à faible volume mort | 1,1 | 32 x 11,6 | 100 | **480553** | **NC -** | - | - |
| Verre | Fond Microliter en V à faible volume mort | 0,9 | 32 x 11,6 | 1000 | **480554** | **NC -** | - | - |
| Polypropylène | Avec cône interne | 0,3 | 32 x 11,6 | 100 | **480555** | **NC -** | - | - |
| TopSert TPX clair | Fond plat avec micro-insert intégré en verre de 0,2 ml | 0,2 | 32 x 11,6 | 100 | **480556** | **NC -** | - | - |
| TopSert TPX clair | Fond plat avec micro-insert intégré en verre de 0,2 ml | 0,2 | 32 x 11,6 | 1000 | - | - | **480557** | **NC -** |
| | Flacons SureStop™ | | | | Couleur Transparent | | Couleur Ambré | |
| Verre | Fond plat | 1,5 | 32 x 11,6 | 100 | **480561** | **NC -** | - | - |
| Verre | Fond plat avec étiquette + repère de volume | 1,5 | 32 x 11,6 | 100 | **480562** | **NC -** | - | - |

- Flacons SureStop™ assurent une étanchéité optimale lors de la fermeture, grâce au point d'arrêt à la fin du col à vis
- Caractéristiques d'étanchéité et de performance des flacons à sertir
- Polyvalence et commodité des flacons à filetage



Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W