Flacons pré-rangés en boîtes



- Boîtier en polystyrène transparent à couvercle à charnières
- Avec croisillons
- Mousse de calage au fond du boîtier
- Flacons en verre borosilicaté à faibles taux d'extractibles (standards ASTM type I classe A et USP type I) ou en polypropylène traité à faible rétention

Boîtes avec flacons en verre clair et bouchon phénolique noir à joint caoutchouc

Réf.	Capacité (ml)	ø x h (mm)	Bouchon	Flacons/ boîte	€/ boîte
048389	2	12 x 38	8-425	60	**NC -**
048390	4	15 x 48	13-425	40	**NC -**

Boîtes avec flacons en verre ambré et bouchon phénolique noir à joint caoutchouc

Réf.	Capacité (ml)	ø x h (mm)	Bouchon	Flacons/ boîte	€/ boîte
048391	2	12 x 38	8-425	60	**NC -**
048392	4	15 x 48	13-425	40	**NC -**

Boîtes vides

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
048396	Boîte vide 60 flacons de 2 ml	6	**NC -**
048397	Boîte vide 40 flacons de 4 ml	6	**NC -**

Flacons en verre à fond conique



- En verre transparent ou ambré
- Le fond conique assure un récupération maximale de l'échantillon
- Packaging utilisant des matériaux relargant peu de particules
- Avec capuchon à visser ou à sérum



Flacons gradués NextGen V Vial en verre transparent avec capuchon phénolique noir

Volume (ml)	Taille	ø x H (mm) avec capuchon	Capuchon caoutchouc 14B facé PTFE		Capuchon ouvert en silicone facé PTFE	
			Réf.	€ les 12	Réf.	€ les 12
0,3	13-425	13 x 55	**050319**	**NC -**	**048517**	**NC -**
1	13-425	13 x 44	**050320**	**NC -**	**048518**	**NC -**
2	15-415	17 x 61	**050321**	**NC -**	-	-
2	20-400	20 x 44	**050322**	**NC -**	**048519**	**NC -**
3	20-400	20 x 50	**050323**	**NC -**	**048520**	**NC -**
5	20-400	20 x 65	**050324**	**NC -**	**048521**	**NC -**

Flacons à sérum NextGen V Vial en verre transparent sans capuchon

Réf.	Volume (ml)	Taille flacon int x ext (mm)	ø x H (mm)	Unités/ carton	€/ carton
050333	0,1	5 x 11	12 x 32	12	**NC -**
050334	0,3	5 x 11	12 x 32	12	**NC -**

Flacons ambrés avec terminaison à vis sans capuchon

Réf.	Volume (ml)	ø x H (mm)	Taille bouchon	Unités/ carton	€/ carton
050346	1	13 x 44	13-425	12	**NC -**
050347	2	20 x 44	20-400	12	**NC -**
050349	5	20 x 65	20-400	12	**NC -**

Flacons non gradués NextGen V Vial en verre transparent avec capuchon phénolique noir

Volume (ml)	Taille	ø x H (mm) avec capuchon	Capuchon caoutchouc 14B facé PTFE		Capuchon ouvert en silicone facé PTFE	
			Réf.	€ les 12	Réf.	€ les 12
0,1	8-425	12 x 35	-	-	**050325**	**NC -**
0,3	13-425	13 x 35	**048510**	**NC -**	**050327**	**NC -**
0,3	8-425	12 x 35	-	-	**050326**	**NC -**
1	13-425	13 x 44	**048511**	**NC -**	**050328**	**NC -**
2	15-415	17 x 61	**048512**	**NC -**	-	-
2	20-400	20 x 44	**048513**	**NC -**	**050329**	**NC -**
3	20-400	20 x 50	**048514**	**NC -**	**050330**	**NC -**
5	20-400	20 x 65	**048515**	**NC -**	**050331**	**NC -**
10	24-400	24 x 72	**048516***	**NC -**	**050332***	**NC -**

Flacons non gradués NextGen V Vial en verre ambré avec capuchon phénolique noir

Volume (ml)	Taille	ø x H (mm) avec capuchon	Capuchon caoutchouc 14B facé PTFE		Capuchon ouvert en silicone facé PTFE	
			Réf.	€ les 12	Réf.	€ les 12
1	13-425	13 x 44	**050336**	**NC -**	**050341**	**NC -**
2	20-400	20 x 44	**050337**	**NC -**	**050342**	**NC -**
5	20-400	20 x 65	**050339**	**NC -**	**050344**	**NC -**