## Flacons à tare

### Couvercles entrants interchangeables



| Réf. | Ø x H (mm) | Col (NS) | Forme | € |
|---|---|---|---|---|
| 724351B | 20 x 40 | 19/12 | Haute | NC - |
| 724352B | 25 x 40 | 24/12 | Haute | NC - |
| 724353B | 30 x 50 | 29/12 | Haute | NC - |
| 724354B | 35 x 50 | 34/12 | Haute | NC - |
| 724355B | 40 x 50 | 40/12 | Haute | NC - |
| 724356B | 40 x 65 | 40/12 | Haute | NC - |
| 724357B | 35 x 70 | 34/12 | Haute | NC - |
| 724358B | 40 x 80 | 40/12 | Haute | NC - |
| 724359B | 50 x 80 | 50/12 | Haute | NC - |
| 724360B | 25 x 25 | 24/12 | Basse | NC - |
| 724361B | 40 x 25 | 40/12 | Basse | NC - |
| 724362B | 35 x 30 | 34/12 | Basse | NC - |
| 724363B | 50 x 30 | 50/12 | Basse | NC - |
| 724364B | 60 x 30 | 60/12 | Basse | NC - |
| 724365B | 80 x 30 | 80/12 | Basse | NC - |

- En verre Duran®
- Avec joint rodé et zone d'écriture en blanc


### Couvercles sortants interchangeables



| Réf. | Ø x H (mm) | Col (NS) | Forme | € |
|---|---|---|---|---|
| 724366B | 30 x 30 | 34/12 | Basse | NC - |
| 724367B | 38 x 35 | 40/12 | Basse | NC - |
| 724368B | 48 x 35 | 50/12 | Basse | NC - |
| 724369 | 75 x 35 | 80/12 | Basse | NC - |
| 724370B | 30 x 50 | 34/12 | Moyenne | NC - |
| 724371B | 38 x 50 | 40/12 | Moyenne | NC - |
| 724372B | 48 x 50 | 50/12 | Moyenne | NC - |
| 724373 | 75 x 50 | 80/12 | Moyenne | NC - |
| 724374B | 30 x 70 | 34/12 | Haute | NC - |
| 724375B | 38 x 70 | 40/12 | Haute | NC - |
| 724376B | 48 x 70 | 50/12 | Haute | NC - |
| 724377 | 75 x 95 | 80/12 | Haute | NC - |

## Flacons d'agitation en verre DURAN GLS 80 ou GLS 45

DWK LIFE SCIENCES







- Raccords permettant d'ajouter ou d'extraire des substances lors du mélange
- Stérilisables totalement en autoclave, adaptés au domaine de la biologie
- Utilisation à 140 °C maxi
- Vitesse d'agitation maxi 500 tours/min
- Branchement supplémentaire de flacon ou compensation de pression stérile possible grâce aux systèmes de raccord DURAN (1,6 à 12 mm)
- Tige d'agitation interchangeable (ancre ou pales) montée sur un flacon GLS 80, 1 ou 2 l à col large
- Modèle GLS 45 en flacon 500 ml ou 1 l avec capuchon GL 14 (PP bleu) et GL 14 (PBT rouge)

### Kits complets

| Réf. | Volume (ml) | Comprend | € |
|---|---|---|---|
| 091909 | 1 litre | Flacon, tige magnétique à ancre, capuchon, bouchons GL14 et GL18 | NC - |
| 091910 | 2 litres | Flacon, tige magnétique à ancre, capuchon, bouchons GL14 et GL18 | NC - |
| 091982 | 500 ml | Flacon, agitateur à ailettes écartées magnétique, capuchon à visser GL14 (PP bleu), 2 capuchons à visser GL14 (PBT rouge) | NC - |
| 091983 | 1 litres | Flacon, agitateur à ailettes écartées magnétique, capuchon à visser GL14 (PP bleu), 2 capuchons à visser GL14 (PBT rouge) | NC - |

### Eléments séparés

| Réf. | Désignation | Unité d'emb. | € |
|---|---|---|---|
| 091702 | Flacon Duran GLS 80 1 litre | 10 | NC - |
| 091703 | Flacon Duran GLS 80 2 litres | 10 | NC - |
| 091912 | Aimant à pales (forme hélice) ø 62 mm | 1 | NC - |
| 091913 | Aimant en ancre ø 62 mm | 1 | NC - |
| 091914 | Capuchon de remplacement PP bleu/gris | 1 | NC - |
| 091911 | Capuchon GLS 80 complet avec tige, aimant en ancre, bouchons | 1 | NC - |
| 091984 | Capuchon à visser pour réacteur agitateur GLS 45 | 1 | NC - |
| 091985 | Agitateur à ailettes écartées pour réacteur agitateur GLS 45 | 1 | NC - |