Réfrigérants en verre sans eau



Des performances similaires à celles d'un réfrigérant à eau : écologique et économique !


- Technologie à boules aspirées utilisant uniquement l'air ambiant pour refroidir ses parois
- 2 GREENTOW'R® sont superposables pour augmenter longueur et coefficient de refroidissement
- Les tuyaux d'eau n'encombrent plus les paillasses


Amorti en quelques mois d'utilisation


Modèle	Longueur (mm)	Rodage	Réf.	€
XS	200	19/26	**069875**	**NC -**
S	300	19/26	**069876**	**NC -**
		24/29	**069877**	**NC -**
M	400	19/26	**069878**	**NC -**
		24/29	**069879**	**NC -**
		29/32	**069880**	**NC -**
L	450	mâle 29/32, femelle 19/26	**069881**	**NC -**
		24/29	**069882**	**NC -**
		29/32	**069883**	**NC -**


Réfrigérant en verre

- Pour la condensation de la vapeur
- Avec jaquette de refroidissement
- Rodage mâle et femelle standard
- Raccordement d'eau à l'aide d'olives en verre ou en plastiques diamètre 8 mm


Réfrigérant de Liebig avec connection GL 14


Réfrigérant de Liebig avec olive en verre


Réfrigérant à boule avec connection GL 14


Réfrigérant à boule tétine en verre


Réfrigérant Dimroth avec connection GL 14


Réfrigérant Dimroth olive en verre

Modèle		Réfrigérant Liebig			Réfrigérant Allihn à boules				Réfrigérant DImroth			Réfrigérant à spirale		
Rodage	Connections olives	Longueur utile (mm)	Réf.	€	Longueur utile (mm)	Nbre de boules	Réf.	€	Longueur utile (mm)	Réf.	€	Longueur utile (mm)	Réf.	€
14/23	Verre	160	**673819**	**NC -**	160	5	**673842**	**NC -**	160	**673864**	**NC -**	160	**723852**	**NC -**
19/26	Verre	160	**673820**	**NC -**	160	5	**673843**	**NC -**	160	**673865**	**NC -**	-	-	-
24/29	Verre	-	-	-	160	5	**673844**	**NC -**	-	-	-	-	-	-
29/32	Verre	-	-	-	160	5	**673845**	**NC -**	-	-	-	-	-	-
14/23	Verre	-	-	-	250	5	**673846**	**NC -**	250	**673866**	**NC -**	-	-	-
19/26	Verre	250	**673822**	**NC -**	250	5	**673847**	**NC -**	250	**673867**	**NC -**	-	-	-
24/29	Verre	250	**673823**	**NC -**	250	5	**673848**	**NC -**	250	**673868**	**NC -**	-	-	-
29/32	Verre	250	**673824**	**NC -**	250	5	**673849**	**NC -**	250	**673869**	**NC -**	250	**723853**	**NC -**
45/40	Verre	-	-	-	-	-	-	-	250	**673870**	**NC -**	-	-	-
14/23	Verre	400	**673825**	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/26	Verre	400	**673826**	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/29	Verre	400	**673827**	**NC -**	400	8	**673850**	**NC -**	-	-	-	-	-	-
29/32	Verre	400	**673828**	**NC -**	400	8	**673851**	**NC -**	400	**673871**	**NC -**	400	**723854**	**NC -**
45/40	Verre	-	-	-	-	-	-	-	400	**673872**	**NC -**	-	-	-
29/32	Verre	500	**673829**	**NC -**	500	10	**673852**	**NC -**	-	-	-	500	**723855**	**NC -**
29/32	Verre	750	**673830**	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/23	Plastique GL14	160	**673831**	**NC -**	160	5	**673853**	**NC -**	-	-	-	160	**723856**	**NC -**
19/26	Plastique GL14	-	-	-	-	-	-	-	160	**673874**	**NC -**			
29/32	Plastique GL14	-	-	-	250	5	**673860**	**NC -**	-	-	-	250	**723857**	**NC -**
24/29	Plastique GL14	-	-	-	400	8	**673861**	**NC -**	-	-	-	-	-	-
29/32	Plastique GL14	-	-	-	400	8	**673862**	**NC -**	400	**673880**	**NC -**	400	**723858**	**NC -**
29/32	Plastique GL14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	**723859**	**NC -**