Agitateurs orbitaux Solaris SK 2000 et SK 4000 Thermo Scientific



- Connexion USB et Ethernet pour l'extraction de l'historique des évènements et le transfert de programme
- Système d'entraînement triple excentrique
- Niveau de bruit inférieur à 62dB

Modèle	SK 2000	SK 4000
Interface	Tactile	
Vitesse (rpm)	15 - 525	
Orbite (mm)	25,4	
Dimensions plateforme (mm)	305 x 356	457 x 762
Charge maximale (kg)	25	43
Mode d'utilisation	Continu, minuteur ou programme	
Minuteur	0 à 99h59min	
Programmation	Jusqu'à 99 programmes	
Dimensions (l x p x h) (mm)	469 x 364 x 141	648 x 573 x 177
Poids (kg)	14,1	17,7
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR	
Réf.	229112	229113
€	NC -	NC -

Agitateurs orbitaux à équiper obligatoirement d'une plateforme au choix.

Pinces de maintien

Réf.	Désignation	€
078362	Pince pour microplaques	NC -
078365	Pince pour Erlenmeyer 50 ml	NC -
078366	Pince pour Erlenmeyer 125 ml	NC -
078367	Pince pour Erlenmeyer 250 ml	NC -
078368	Pince pour Erlenmeyer 300 ml	NC -
078369	Pince pour Erlenmeyer 500 ml	NC -
078370	Pince pour Erlenmeyer 1000 ml	NC -
078371	Pince pour Erlenmeyer 2000 ml	NC -

Racks pour tubes à essai

Réf.	Désignation	€
078403	Rack pour 6 x 12 tubes 10-13 mm	NC -
078404	Rack pour 6 x 12 tubes 14-16 mm	NC -
078405	Rack pour 4 x 10 tubes 17-20 mm	NC -
078406	Rack pour 4 x 10 tubes 21-25 mm	NC -
078407	Rack pour 3 x 8 tubes 26-30 mm	NC -
078517	Rack pour 8 x 12 microtubes 1,5 ml	NC -

Plateformes pour agitateur SK 2000

Réf.	Désignation	€
229114	Plateforme universelle 305 x 355 mm	NC -
229117	Plateforme universelle 457 x 457 mm	NC -
229120	Plateforme universelle 457 x 610 mm	NC -

Plateformes pour agitateur SK 4000

Réf.	Désignation	€
229121	Plateforme universelle 457 x 762 mm	NC -
229124	Plateforme universelle 610 x 914 mm	NC -

Tapis adhésifs

Réf.	Désignation	€
047959	Tapis adhésif 23 x 23 cm	NC -
079612	Tapis adhésif 14 x 14 cm	NC -