Agitateurs 3D Hei-Shake Wave Core Heidolph

- Connexion RS232 pour le contrôle à distance par ordinateur ou serveur
- Livrés avec une plateforme antidérapante

Modèle	Hei-Shake Wave Core		Hei-Shake Wave Core 2000	
Interface	Digitale			
Vitesse (rpm)	± 80			
Angle d'agitation	5	10	5	10
Dimensions plateforme (mm)	290 x 260		390 x 340	
Charge maximale (kg)	15			
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur			
Minuteur	1 min à 999h 59min			
Dimensions (l x p x h) (mm)	335 x 403 x 203	356 x 403 x 220	405 x 350 x 219	405 x 350 x 250
Poids (kg)	14			
Conditions d'utilisation	+5 à +40°C / 80% HR			
Indice de protection	IP32			
Réf.	498578	498579	498580	498581
€	NC -	NC -	NC -	NC -



Pinces de maintien pour Erlenmeyer


Réf.	Désignation	€
498624	Pince pour Erlenmeyer 25 ml	NC -
498625	Pince pour Erlenmeyer 50 ml	NC -
498626	Pince pour Erlenmeyer 100 ml	NC -
498615	Pince pour Erlenmeyer 250 ml	NC -
498616	Pince pour Erlenmeyer 500 ml	NC -
498617	Pince pour Erlenmeyer 1000 ml	NC -
499667	Pince pour Erlenmeyer 2000 ml	NC -

Plateformes

Réf.	Désignation	€
498623	Plateforme universelle pour pinces	NC -
498627	Cadre support pour rouleaux	NC -
498628	Rouleaux de fixation	NC -

Agitateur 3D IKA Rocker 3D Digital

Modèle	Rocker 3D digital
Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	0 - 80
Angle d'agitation	0 à 15°
Dimensions plateforme (mm)	245 x 245
Charge maximale (kg)	2
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	1s à 99h59min
Dimensions (l x p x h) (mm)	280 x 330 x 185
Poids (kg)	2,3
Conditions d'utilisation	+4 à +50°C / 80% HR
Indice de protection	IP21
Réf.	250280
€	NC -



Accessoires

Réf.	Désignation	€
250282	Tapis à picots	NC -
250283	Tapis pour 28 tubes 5 ml Ø 12 mm	NC -
250284	Tapis pour 16 tubes 15 ml Ø 16 mm	NC -
250285	Tapis pour 14 tubes 30 ml Ø 25 mm	NC -
250286	Tapis pour 10 tubes 50 ml Ø 28 mm	NC -
250287	Plateforme superposée sans tapis	NC -
250281	Tapis antidérapant	NC -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W