Agitateur rotatif Tube Revolver

thermo scientific

- Mode d'agitation standard ou "oscillation" : vibration tous les 40°
- Garantie : 2 ans

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	10 - 40
Angle d'agitation	Ajustable 0 - 90°
Adaptateurs inclus	2 x 7 tubes 10/15 ml 2 x 7 tubes 5/7 ml 2 x 15 tubes 1,5/2,0 ml 1 x 6 tubes 50 ml
Mode d'utilisation	Continu
Dimensions (l x p x h) (mm)	225 x 154 x 195
Poids (kg)	1,2
Conditions d'utilisation	+4 à +60°C
Réf.	079547
€	NC -

Adaptateurs

Réf.	Pour tubes (ml)	Tubes/ adaptateur	Unités/ carton	€/ carton
079548	10 / 15	7	2	NC -
079549	5 / 7	7	2	NC -
079550	1,5 / 2	15	2	NC -
079551	0,5 / 0,8	21	2	NC -
079552	50	6	1	NC -



Agitateur rotatif MiniLabRoller

Interface	Analogique
Vitesse (rpm)	20 fixe
Angle d'agitation	0 ou 90°
Portoir inclus	36 microtubes 1,5 / 2,0 ml
Mode d'utilisation	Continu
Dimensions (l x p x h) (mm)	213 x 102 x 126
Poids (kg)	1,8
Conditions d'utilisation	+4 à +40°C
Réf.	096576
€	NC -



Portoirs

Réf.	Désignation	€
096578	Portoir 10 tubes 15 ml et 12 tubes Ø 13 mm	NC -
096579	Portoir 6 tubes 50 ml	NC -

Agitateurs rotatifs à branche

Agitateurs rotatifs à branche ClearLine®

ClearLine

- Programmation avancée avec un large choix de mode de rotation
- Livrés avec adaptateurs pour tubes 1,5/2,0 ml, 15 ml et 50 ml
- Plateforme en option pour conversion en agitateur rocker

Modèle	Standard	Mini
Interface	Digitale	
Vitesse (rpm)	1 - 80	
Adaptateurs inclus	5 x 6 tubes 1,5/2,0 ml 8 x 1 tube 15 ml 2 x 1 tube 50 ml	2 x 6 tubes 1,5/2,0 ml 2 x 1 tube 15 ml 2 x 1 tube 50 ml
Mode d'utilisation	Continu, minuteur ou programmes	
Minuteur	1s à 99h59min	
Programmation	11 préréglages, 2 programmes libres	
Dimensions (l x p x h) (mm)	410 x 137 xx 199	290 x 137 x 199
Poids (kg)	2,27	1,8
Conditions d'utilisation	+2 à +70°C	
Réf.	062649CL	062650CL
€	NC -	NC -



Le plus flexible de nos agitateurs rotatifs

Adaptateurs

Réf.	Pour Ø tube (mm)	Tubes/ adaptateurs	Adapt. max/appareil Standard	Adapt. max/appareil Mini	Type d'agitation	Unités/ carton	€/ carton
062651	10 - 13	6	16	10	Verticale ou horizontale	2	NC -
062652	16 - 17	1	22	10	Verticale	2	NC -
062653	28 - 30	1	12	6	Verticale	2	NC -
062654	16 - 17	6	2	1	Horizontale	1	NC -
062655	28 - 30	6	2	1	Horizontale	1	NC -

Plateformes rocker

Réf.	Désignation	€
062656	Plateforme 152 x 254 mm pour modèle standard	NC -
062657	Plateforme 152 x 127 mm pour modèle mini	NC -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W