Congélateur armoire -30 °C PHCBI - MDF U731M-PE

- Conteneurs de stockage disponibles en option (nous consulter)
- Equipés d'une serrure
- Passage de câble de série à chaque compartiment
- Garantie de 36 mois
- Isolation haute performance
- Grand volume
- Stockage précis et uniforme
- Excellente sécurité des échantillons



Modèle	MDF-U731M-PE
Dim. ext. l x p x h (mm)	770 x 830 x 1955
Volume (l)	690
Température	-30 °C
Ecran	-
Isolation	PUF
Porte	1
Compartiments	1
Niveau sonore	42
Poids	152
Alimentation	230V/50HZ
Réf.	**099288B**
€	**NC -**

Congélateurs coffres -35 °C (volumes : 138, 221 et 426 litres) : nous consulter.

Accessoires MDF-U731M-PE

Réf.	Désignation	€
099289	Tiroir plastique (les 2)	**NC -**
099290	Etagère supplémentaire avec supports (les 3)	**NC -**

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W