Bains à sec Cole-Parmer série BH-200

Cole-Parmer
an antylia scientific company



Modèle	BH-200-2	BH-200D-2	BH-200DC-2	BH-200D-3	BH-200D-2-HT	BH-200DC-2-HT	BH-200D-3-HT
Interface	Analogique	Digitale					
Nombre de blocs	2	2	2 (indépendants)	3	2	2 (indépendants)	3
Gamme de température	Ambiante +8 à 130 °C				Ambiante +8 à 200 °C		
Précision à 37 °C	± 0,1 °C						
Uniformité à 37 °C	± 0,1 °C						
Uniformité à 130 °C	± 1 °C						
Mode d'utilisation	Continu						
Dimensions (l x p x h) (mm)	280 x 235 x 115			280 x 310 x 115	280 x 235 x 115		280 x 310 x 115
Poids (kg)	2,1	2,3	2,9	3,2	2,3	2,9	3,2
Réf.	001152B	001150B	001184B	491087B	001151B	491086B	001183B
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Bains à sec à équiper obligatoirement d'un bloc au choix.

Blocs

Réf.	Compatibilité	Capacité	Profondeur (mm)	€
001146	Microtubes 0,5 ml	30	Conique	NC -
001144	Microtubes 1,5 ml	20	35 / conique	NC -
001142	Microtubes 2,0 ml	20	33	NC -
001138	Tubes Ø 10 mm	20	47	NC -
001139	Tubes Ø 12 mm	20	47	NC -
001185	Tubes Ø 12 mm	20	33	NC -
001186	Tubes Ø 13 mm	20	47	NC -
001140	Tubes Ø 16 mm	12	47	NC -
001141	Tubes Ø 19 mm	8	47	NC -
001176	Tubes Ø 25 mm	6	47	NC -
001177	Tubes Ø 28 mm	6	47	NC -
001178	Tubes Ø 30 mm	4	47	NC -
001179	Tubes Ø 33 mm	4	47	NC -
001187	Tubes PCR 0,2 ml	48	Conique	NC -
001180	Barrettes de 8 tubes PCR	10	Conique	NC -

Réf.	Compatibilité	Capacité	Profondeur (mm)	€
001181	Plaque PCR 96 puits	1	Conique	NC -
001182	Plaque PCR 384 puits	1	Conique	NC -
001173	Bloc plein	-	-	NC -
001143	Cuves spectro	-	-	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	€
001481	Couvercle transparent pour bain 2 blocs	NC -
001482	Couvercle transparent pour bain 3 blocs ou 2 blocs indépendants	NC -

Bains à sec Digital Heat Block

- Livrés avec outil de retrait des blocs
- Livrés sans support, à compléter par un bloc au choix

Interface	Digitale		
Nombre de blocs	1	2	4
Gamme de température	Ambiante +5 à +150 °C		Ambiante +5 à +130 °C
Précision	± 0,2 °C		
Uniformité	± 0,2 °C		
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur		
Minuteur	1 à 999min		
Dimensions (l x p x h) (mm)	200 x 230 x 80	220 x 270 x 80	220 x 360 x 80
Poids (kg)	2,3	2,8	3,9
Réf.	060916	060917	060918
€	NC -	NC -	NC -



Retrouvez plus de modèles à la page suivante.

Blocs

Réf.	Compatibilité	Nombre max. de tubes	€
060926	Tubes Ø 15-16 mm	12	NC -
060931	Tubes PCR 0,2 ml ou barrettes	48	NC -
060933	Plaque PCR 96 puits	1	NC -
060934	Plaque PCR 96 puits *	1	NC -
060935	Microplaque standard *	1	NC -
060919	Bloc plein	-	NC -

* Utilise 2 emplacements de blocs, incompatible avec les modèles 1 bloc.

Réf.	Compatibilité	Nombre max. de tubes	€
060922	Microtubes 0,5 ml	24	NC -
060920	Microtubes 1,5 ml (conique)	24	NC -
060921	Microtubes 1,5 et 2,0 ml	24	NC -
060923	Tubes à centrifuger 15 ml	12	NC -
062561	Tubes à centrifuger 50 ml	5	NC -
060924	Tubes Ø 10 mm	20	NC -
060925	Tubes Ø 13 mm	20	NC -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W