Lampe à alcool sécurisée



- Bobêche vissée
- Volume d'alcool : 100 ml
- Largeur flacon : 7,5 cm
- Hauteur totale avec bouchon : 9,5 cm
- Livrée complète avec mèche, bobêche, capuchon, flacon

Réf.	Désignation	€
068811	Lampe à alcool complète	NC -
068812	Mèche de rechange	NC -

Allumettes



Pratiques, en boîte de 240.

Réf.	Désignation	€ les 3 x 240
006791	Boîte d'allumettes	NC -

Allume-gaz piezo



Allume-gaz électronique piezo automatique.

Réf.	Désignation	€
424158	Allume-gaz piezo	NC -

Spotflam



- Stylo-flamme
- Température de la flamme : 1 750 °C
- Température de chauffe ajustable avec une seule main
- Autonomie supérieure à 5 h
- Fournie avec cartouche C360 (réf. 060311)
- Livré avec une pointe fer à souder

Réf.	Désignation	€
071129	Spotflam	NC -
060311	Cartouche gaz butane 52 g CV360 (les 6)	NC -

Pistolet de flambage Easyflame



- Molette d'ajustement de la flamme
- Clé de verrouillage pour utilisation continue
- Compatible avec les cartouches à filetage 7/16" (CG1750, Express444, AT2000)

Dimensions (l x p x h) (mm)	240 x 200 x 60
Poids (kg)	550
Réf.	159623
€	NC -

Accessoire

Réf.	Désignation	€
159624	Cartouche 175 g butane/propane CG1750	NC -

Pistolet de flambage PowerJet



- Molette d'ajustement de la flamme
- Bouton de verrouillage pour utilisation continue
- Compatible avec les cartouches à filetage 7/16" (CG1750, Express444, AT2000)

Température de flamme	1350
Dimensions (l x h) (mm)	150 x 180
Poids (g)	300
Réf.	788026
€	NC -

Accessoire

Réf.	Désignation	€
788030	Cartouche 175 g butane/propane CG1750	NC -

Pistolet de flambage Powerjet 2



- Molette d'ajustement de la flamme
- Bouton de verrouillage pour utilisation continue
- Compatible avec les cartouches CV360

Température de flamme	1350
Dimensions (l x h) (mm)	150 x 210
Poids (g)	500
Réf.	788027
€	NC -

Accessoire

Réf.	Désignation	€
788028	Cartouche 52 g butane CV360	NC -