Broyeur homogénéisateur Stomacher® 400

Broyeurs à double action de malaxage et d'agitation pour l'homogénéisation des échantillons directement dans des sachets stériles. Le fond rond des sachets, combinée à la forme de ses pales circulaires assurent une récupération optimale des cellules et organismes contenus dans les échantillons à traiter.

- Affichage digital de la vitesse et du temps
- 3 programmations possibles de la vitesse et du temps pour répétabilité
- De 80 ml à 400 ml

Réf.	Désignation	€
3193153	Stomacher® 400 Circulator	NC -


Rack 1 place


Rack 10 places



Racks et accessoires pour Stomacher® 400

Réf.	Désignation	€
3193178	Rack 1 place	NC -
3193179	Rack 10 places	NC -
3193181	Dispositif d'ouverture de sac	NC -
3193183	Clip pour fermeture de sachet (les 200)	NC -

Sachets stériles pour Stomacher® 400

- Stériles à fond rond pour Stomacher® 400 uniquement
- Récupération optimale de l'échantillon
- Stériles à filtre pour une récupération facilitée de l'échantillon sans formation de bouchons

Réf.	Désignation	Dim. sachets (mm)	Volume échantillons (ml)	Unités/ carton	€/ carton
3193168	Sachet standard	177 x 305	80 - 400	10 lots de 50 (500)	NC -
3193171	Sachet stérile à fermeture	177 x 305	80 - 400	10 lots de 25 (250)	NC -
3193172	Sachet stérile à filtre	177 x 305	80 - 400	10 lots de 20 (200)	NC -

Stomacher® 80 Biomaster et Biomaster 80 Microbiomaster

Broyeur à mouvements alternés à pales, pour le traitement des échantillons entre 250 µl et 80 ml.
2 modèles disponibles : le Stomacher® 80 Biomaster et le Stomacher® 80 Microbiomaster. Le Microbiomaster est doté d'un mécanisme pour le traitement des échantillons entre 250 µl et 80 ml.

Stomacher® 80 Microbiomaster

- Pour des volumes de 250 µl à 80 ml (directement en sachets stériles)
- Traitement de petits volumes de 250 µl (micro sachets à fond en V)
- Porte ajustable (bouton rotateur) permettant, au choix, de réduire ou d'agrandir la distance entre la porte et les pales

Réf.	Désignation	€
3193152	Stomacher® 80 Microbiomaster	NC -

Sachets stériles et racks

Réf.	Désignation	Dim. sachets (mm)	Volume échantillons	Unités/ carton	€/ carton
3193157	Sachet stérile	105 x 155	5 - 80 ml	40 lots de 50 (2000)	NC -
3193158	Sachet stérile à fermeture	105 x 155	5 - 80 ml	10 lots de 20 (200)	NC -
3193159	Sachet stérile à filtre	105 x 155	5 - 80 ml	10 lots de 20 (200)	NC -
3193160	Sachet stérile à fermeture et filtre	105 x 155	5 - 80 ml	10 lots de 20 (200)	NC -
3193177	Rack 10 places pour sachet Stomacher® 80	-		1	NC -


Rack 10 places
3193177

Stomacher® 80 Biomaster

- Pour des volumes de 5 ml à 80 ml directement en sachets stériles

Réf.	Désignation	€
3193151	Stomacher® 80 Biomaster	NC -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W