Densitomètres

Pour la mesure de la turdidité de suspensions cellulaires.

- Compacts
- Pour tubes diamètre 18 mm
- Diamètre 16 mm avec adaptateur
- Longueur d'onde : 565 nm



Modèle	Den-1	Den-1B
Plage de mesure (Unité Mac Farland)	0,3 à 15	0,00 à 15,00
Précision	± 3 %	
Volume échantillon	> 2 ml	
Alimentation	120 - 230 V	120 - 230 V ou 3 piles AA
Dimensions	75 x 115 x 165 mm	
Poids	700 g	
Réf.	**144573B**	**144766B**
€	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Réf.	Désignation	€
144574	Adaptateur pour tube diamètre 16 mm	**NC -**
4911102	Kit de calibration pour tubes dimaètre 16 mm	**NC -**

Aéromètre / Densimètre en verre

Voir chapitre Verrerie

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W