Enregistreur de température EBRO 310

- Enregistreur autonome pour le suivi de température des équipements ou lors des transports
- Génération automatique de rapport PDF
- Lecture et configuration directe par USB
- Avec certificat d'étalonnage usine

Sonde interne	-30 °C à +75 °C
Précision	+/-0,2 (-30 à +30 °C) / +/- 0,5 °C étendue restante
Résolution	0,1 °C
Mémoire	120000 valeurs
Cadence	1 min à 24 h
Dimensions	80 x 34 x 14 mm
Poids	Environ 35 g
Protection	IP65
Réf.	498752
€	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	€
498755	Module double-canal	NC -
498769	Support mural	NC -




Sondes

Modèle	TPX 220	TPX 310-P1 **
Plage mesure	-200 °C à +200 °C	-200 °C à +200 °C
Précision	±2,0 °C (-200 °C à -100 °C) ±1,0 °C (-100 °C à -20 °C) ±0,2 °C (-20 °C à +60 °C) ±0,5 °C (+60 °C à +200 °C)	±2,0 °C (-200 °C à -100 °C) ±1,0 °C (-100 °C à -20 °C) ±0,2 °C (-20 °C à +60 °C) ±0,5 °C (+60 °C à +200 °C)
Sonde	5 x 45 mm acier inoxydable	
L. du câble	1 m	3 m
Réf.	498753	498756B
€	NC -	NC -

* La sonde TPX 250 dispose d'une pile remplaçable, idéale pour le suivi d'un congélateur -80 °C.
** Sonde pour module double-canal, à commander par 2.

Enregistreurs EBI 11

- Suivi température ou pression d'un autoclave
- Plage température : -30 à + 150 °C
- Etanches
- Plusieurs longueurs de sondes disponibles
- Fonctionnent avec logiciel Winlog sur PC



Modèle	EBI 11-T230	EBI 11-T231	EBI 11-T233	EBI 11-T240
Plage de température	-30 à +150 °C			
Précision	± 0,1 °C			
Résolution	0,01 °C			
Mémoire	15 000			
Capteur	Pt1000			
Intervalle d'enregistrement	de 1 seconde à 24h			
IP	IP68			
Dimensions Ø x H sans la sonde (mm)	16,5 x 24			
Sonde Ø x L (mm)	3 x 20	3 x 50	3 x 100	1,5 x 240
Poids (g)	45			
Réf.	780553	780555	780556	780554
€	NC -	NC -	NC -	NC -

Logiciels

	Winlog light	Winlog pro	Winlog med	Winlog validation
Calcul Statistiques	·	·	·	·
Calcul F0		·		
Ajustement des sondes		·	·	·
21 CFR part 11		·	·	·
Création rapport (xls ou pdf)	·	·	·	·
Livré avec interface	*	·	·	·

Réf.	Désignation	€
780546	Logiciel Winlog.pro livré avec interface IF200 pour 4 enregistreurs	NC -
780544	Logiciel Winlog.med livré avec interface IF100 pour 2 enregistreurs	NC -
780545	Logiciel Winlog.validation livré avec interface IF200 pour 4 enregistreurs	NC -

* Interface IF100 à ajouter, réf. 780600.

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W