Etuves BINDER (suite)

Modèles convection forcée

Modèle	FD23	AdvangardeLine FD56	AdvantageLine FD115	AdvantageLine FD260
Volume	20	60	116	259
Dimensions int. L x p x h (mm)	222 x 300 x 330	400 x 345 x 440	550 x 385 x 550	650 x 515 x 780
Dimensions ext. L x p x h (mm)	435 x 520 x 495	560 x 565 x 625	710 x 605 x 735	810 x 760 x 965
Température	T° amb. + 5 °C à + 300 °C	T° amb. + 10 °C à 300 °C		
Nbre de grilles livrées en standard	2	2	2	2
Nombre de grilles max	4	5	6	9
Nombre de porte	1	1	1	1
Poids (kg)	27	40	50	97
Puissance (W) 230V 50 Hz	800	1100	1300	2300
Réf.	**9010-0194**	**492007**	**492008**	**492009**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires et options des modèles convection forcée

Clayette chromée	-	-	**494152**	**494140**
€	-	-	**NC -**	**NC -**
Plateau perforé	-	**494837**	**494932**	-
€	-	**NC -**	**NC -**	-
Port d'accès 30 mm à gauche	**492280**	**492054**	**492054**	**492054**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Port d'accès 30 mm à droite	**492278**	**492053**	**492053**	**492053**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Fermeture à clef	**492275**	**492287**	**492287**	**492287**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Thermostat 3.1	**492272**	**492282**	**492282**	**492282**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Modèles convection forcée réglable

Modèle	AvantgardeLine FED56	AvantgardeLine FED115	AvantgardeLine FED260	FED400	AvantgardeLine FED720
Volume	60	116	259	400	720
Dimensions int. L x p x h (mm)	400 x 345 x 440	550 x 385 x 550	650 x 515 x 780	1000 x 510 x 800	1000 x 610 x 1200
Dimensions ext. L x p x h (mm)	560 x 565 x 625	710 x 605 x 735	810 x 760 x 965	1235 x 765 x 1025	1235 x 865 x 1530
Température	T° amb. + 10 °C à 300 °C			T° amb. + 5 °C à + 300 °C	
Nbre de grilles livrées en standard	2	2	2	2	2
Nombre de grilles max	5	6	9	10	15
Nombre de porte	1	1	1	2	2
Poids (kg)	40	50	97	145	195
Puissance (W) 230V 50 Hz	1100	1300	2300	-	-
Puissance (W) 400V 50 Hz	-	-	-	3400	5000
Réf.	**492010**	**492011**	**492012**	**9010-0216**	**492349**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires et options des modèles convection forcée réglable

Clayette chromée	-	**494152**	**494140**	**494148**	-
€	-	**NC -**	**NC -**	**NC -**	-
Plateau perforé	**494837**	-	-	-	-
€	**NC -**	-	-	-	-
Port d'accès 30 mm à gauche	**492285**	**492285**	**492285**	**492281**	**492281**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Port d'accès 30 mm à droite	**492284**	**492284**	**492284**	**492279**	**492279**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Fermeture à clef	**492288**	**492288**	**492288**	**492277**	**492277**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Thermostat 3.1	**492283**	**492283**	**492283**	**492273**	**492273**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W