Incubateurs réfrigérés Heratherm Thermo Scientific

- 2 capacités : 178 l et 381 l
- Technologie Peltier sans réfrigérant
- Température : +5 °C à +70 °C
- Double sondes de température
- Alarme de sur-température
- Minuterie avec programmation (10 programmes)
- Porte intérieure en verre
- Chambre en inox
- Consommation énergétique réduite
- Port d'accès de 42 mm -RS232 et contact sec en standard
- Livrés avec 2 plateaux perforés


Modèle avec prise interne

Modèle	IMP 180	IMP 400
Volume (l)	178	381
Dim. intérieures (L x h x p) (mm)	464 x 708 x 543	544 x 1335 x 524
Dim. extérieures (L x h x p) (mm)	640 x 920 x 738	778 x 1545 x 770
Température	+ 5 à + 70 °C	+ 5 à + 70 °C
Nombre de plateaux livrés / max.	2/9	2/17
Porte extérieure	1	1
Porte intérieure en verre	1	1
Alimentaion	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Poids (kg)	84	167
Réf.	**228735**	**228736**
€	**NC -**	**NC -**
Réf. avec prise intérieure	**228737**	**228738**
€	**NC -**	**NC -**



Accessoires

Pour Modèle	IMP 180	IMP 400
Etagère perforée supplémentaire	**228450**	**228339**
€	**NC -**	**NC -**
Grille	**228444**	**228739**
€	**NC -**	**NC -**
Étagère spécifique boîtes de Pétri diamètre 90 mm	**228457**	**-**
€	**NC -**	**-**
Étagère spécifique boîtes de Pétri diamètre 50 mm	**228456**	**-**
€	**NC -**	**-**
Support à roulettes	**228439**	**-**
€	**NC -**	**-**
Kit de superposition pour IMP 180	**228433**	**-**
€	**NC -**	**-**


228450 / 228339

Options

Pour Modèle	IMP 180	IMP 400
Port d'accès diamètre 22 mm centré à gauche	**262239**	**262239**
€	**NC -**	**NC -**
Port d'accès diamètre 52 mm centré à gauche	**228303**	**228303**
€	**NC -**	**NC -**
Port d'accès diamètre 22 mm centré à droite	**228458**	**228458**
€	**NC -**	**NC -**
Port d'accès diamètre 52 mm centré à droite	**228307**	**228307**
€	**NC -**	**NC -**


228458

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W