pH-mètres applicatifs

- Construction robuste et étanche
- Livrés avec électrode pH, solutions tampon et accessoires dans une mallette
- Avec capteur température intégré
- Contrôle de l'état de l'électrode à l'allumage
- Connecteur QUICK DIN avec détrompeur
- Fonction HOLD
- Indicateur en cas de faible niveau de pile



Modèle		HI 991001	HI 991003	HI 99192	HI 99121	HI 99131	HI 99141	HI 99171	HI 99181
Plage de mesure	pH	-2,00 à 16,00			-2,00 à 16,00 / -2,0 à 16,0				
	pH en mV	± 825 mV							
	mV	-	± 1999mV	-	-	-	-	-	-
	température	-5,0 à +105 °C							
Précision	pH	± 0,02 pH			± 0,02 ph / ± 0,1 pH				
	pH en mV	± 1 mV							
	mV	± 2mV			-	-	-	-	-
	température	± 0,5 °C (de -5 à 60 °C); ± 1 °C (gamme restante)							
Etalonnage pH		Automatique en 1 ou 2 points avec 2 séries de tampons standard mémorisées (standard 4,01 / 7,01 /10,01 ou NIST 4,01 / 6,86 / 9,18)							
Compensation de température		Automatique de -5 à 105 °C							
Alimentation		3 piles AAA							
Dimensions h x l x p (mm)		154 x 63 x 30							
Poids (g)		196							
Applications		Eaux industrielles, Eaux de surfaces		Eau potable	Sol	Traitement de surface	Traitement des chaudières	Surfaces planes	Peau
Réf.		052008B	523933	523934	523935	523936	523937	523938	523939
€		NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Electrodes de rechange

Réf.	Electrode	€
523829	Pour HI991001	NC -
523944	Pour HI991003	NC -
523945	Pour HI99192	NC -
523948	Pour HI99141	NC -
523946	Pour HI99121	NC -
523947	Pour HI99131	NC -
523949	Pour HI99171	NC -
523950	Pour HI99181	NC -

Etuis antichoc

Réf.	Coloris	€
523954	Orange	NC -
523955	Bleu	NC -
523956	Vert	NC -

Couteaux pour électrodes HANNA : couteaux FC098 / FC099

Réf.	Désignation	Longueur (mm)	€
054526	Couteau inox FC098 pour électrode FC230B/FC230D/FC231D/FC232D	20	NC -
054527	Couteau inox FC099 pour électrode FC230B/FC230D/FC231D/FC232D	35	NC -



054526



054527

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W