pH / conductimètre ORION PRO

thermo scientific

- Affiche le pH, les mV, la condcutivité, le TDS, salinité et résisitivité
- Visualisation du pH et conductivité en simultanée
- Garantie 2 ans

NEW

Plage pH	-2'000 à 20,000 pH
Résolution	0,1, 0,01 or 0,001 pH
Précision	± 0,002 pH
Plage mV	-2000,0 à 2000,0 mV
Précision	0,1 mV
Plage conductivité	0,010 µS/cm à 3000 mS/cm
Précision	± 0,5 % de la valeur mesurée
Température de réf	5, 10, 15, 20, 25 ou 30 °C
Port	USB-A
Dimensions (mm)	218,9 x 153,2 x 91,62
Poids (kg)	1
Réf. sans électrode	**229762**
€	**NC -**
Réf. avec électrode	**229763**
€	**NC -**
Réf kit eau pure avec électrode pH et sonde conductivité	**229764**
€	**NC -**



pH-mètre de paillasse Orion Lab star pH 111

thermo scientific

- Economique
- Affichage simultanée pH, mV et température
- Calibration en 5 points max
- Ecran large
- Espace réduit sur la paillasse
- Fonction mémoire 500 mesures

NEW

pH	Echelle de mesure	-2.000 à +18.000
	Résolution	0.1, 0.01, 0.001
	Etalonnage	1 à 5 points
	Type de tampon	US (pH 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.46) DIN (pH 1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.46
mV/Redox	Echelle de mesure	±2000.0 mV
	Résolution	0.1 mV
	Etalonnage	1 point
Température	Echelle de mesure	-5.0 à +105.0 °C
	Résolution	0.1 °C
	Précision	±0.3 °C
	Etalonnage	1 point
Principales caractéristiques	Ecran	LCD - 127 mm
	Date et Heure	Oui
	Mémoire	500
	Alarme	Visuelle et sonore



Réf.	Kit	Composition du kit	€
229611	Sans électrode	pH mètre avec alimentation secteur	**NC -**
228755B	Standard	pH mètre avec électrode remplissable 9157BNMD avec capteur de température intégré et solution tampon 916099	**NC -**
229612	Bio - easy to clean	pH mètre avec électrode remplissable GD9156BNWP, sonde de température inox 927007MD et solution tampon 916099	**NC -**
229613	Bio (sans maintenance)	pH mètre avec électrode remplissable GD9106BNWP, sonde de température inox 927007MD et solution tampon 916099	**NC -**
229614	Echantillon difficile	pH mètre avec électrode remplissable Sureflow GD9165BNWP, sonde de température inox 927007MD et solution tampon 916099	**NC -**

Electrodes

Réf.	Désignation	€
262675	Electrode de rechange 9157BNMD	**NC -**
229620	Electrode pH de rechange GD9156BNWP	**NC -**
229621	Electrode pH de rechange GD9106BNWP	**NC -**
229702	Electrode pH de rechange 9165BNWP avec cable 1 mètre	**NC -**
262795	Sonde de température 927007MD	**NC -**

Solution tampon

Réf.	Désignation	€
916099-ORI	Kit de 3 flacons de 60ml solution tampon (pH 4,01 / 7,00 et 10,01)	**NC -**

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W