Pompes à vide Vacuubrand

VACUUBRAND.

- 100 % sans huile
- Niveau sonore : 45 dB
- Sans entretien
- Membrane PTFE Sandwich : une couche de PTFE, une couche de FPM, une couche de fibre pour une excellent résistance chimique et mécanique



978002



978008



978010

	Pompe à membrane			Pompe à membrane, groupe de pompage «chimie»		
Modèle	ME1*	ME2NT	ME4NT	ME1C*	ME2CNT	ME4CNT
Vide (mbar abs.)	100	70	70	100	70	70
Débit maximal (l/min)	11,60	33,30	65	11,60	35	66,60
Contre-pression max. (bar abs.)	1,10	2	2	1,10	1,10	1,10
Poids (kg)	5	10,20	11	5	10,20	11,10
Membrane	PTFE	FPM	FPM	PTFE	PTFE Sandwich	PTFE Sandwich
Clapets	PTFE	FPM	FPM	PTFE	PTFE	PTFE
Dimensions (mm)	247 x 121 x 145	243 x 211 x 198	243 x 239 x 198	247 x 121 x 145	243 x 211 x 198	254 x 243 x 198
Raccord d'aspiration	DN 6/10mm	DN 10 mm	DN 10 mm	DN 10 mm	DN 10 mm	DN 10 mm
Raccord de refoulement	G1/8" (Silencieux)	G1/4" (Silencieux)	G1/4 "(Silencieux)	DN 10 mm	DN 10 mm	DN 10 mm
Réf.	**978000**	**978005**	**978010**	**978002**	**978008**	**978115**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
	Accessoires					
Réf. - Set de membranes-clapets	**978004**	**978007**	**978011**	**978004**	**978009**	**978013**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Réf. - Régulateur d'air avec manomètre	**978001**	**978006**	**978006**	**978003**	**-**	**-**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**-**	**-**

* Bouton marche/arrêt sur le dessus, peut être posée au sol et activée avec le pied.

Tuyaux à vide

Réf.	Désignation	€
978014	Tuyau à vide en caoutchouc DN 6 (le mètre)	**NC -**
978016	Tuyau à vide en caoutchouc DN 10 (le mètre)	**NC -**

Pompes à vide à membranes pour solutions agressives Chemker

ROCKER

- Pour la filtration sous vide, la purification de solvants, la SPE, les évaporateurs rotatifs
- Toutes les parties en contact avec l'air aspiré sont en PTFE pour une haute résistance chimique
- Fonctionnent sans huile, ne nécessitent pas de maintenance
- Arrêt automatique en cas de surchauffe et reprise de l'aspiration après refroidissement
- La pompe Chemker 411 est équipée d'un piège à humidité et d'un robinet pour le réglage du vide

Modèle	Chemker 300	Chemker 400	Chemker 410	Chemker 411
Vide (mbar abs.)	120		14	
Débit maximal (l/min)	18	33	18	
Raccord d'aspiration (mm)	8			
Niveau sonore (dB)	50			
Dim. L x l x h (mm)	203 x 112 x 209	267 x 112 x 181	262 x 148 x 182	262 x 236 x 193
Poids (kg)	5,0	7,0		7,4
Réf.	**886070**	**886071**	**886072**	**886073**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**


Chemker 300


Chemker 411

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W