

Tissus présaturés

- Gamme WIPSAT, tissus présaturés d'alcool isopropylique 70 % BPR
- Développée pour supprimer l'étape longue, fastidieuse et non reproductible de présaturation manuelle des tissus à l'aide de pulvérisateurs et d'aérosols

Réf.	Désignation	Grammage (g/m²)	Dim. (cm)	Emballage	Tissus/ sachet	Sachets/ carton	€/ carton
838761	KP13 Tissus polyester présaturés stériles - sachet zip standup	140	28 x 28	Triple	30	10	**NC -**
838763	KP22 Tissus polyester double pli présaturés stériles - sachet zip standup	220			20	10	**NC -**
838765	NW69 Tissus non-tissés 55 % cellulose / 45 % polyester présaturés stériles - sachet avec opercule Pour les surfaces non critiques et lisses	68	23 x 28		50	16	**NC -**




Sols, murs et plafonds

Non-Tissés Cellulose Polyester pour les surfaces non critiques et lisses

- Utilisation avec le balai trapèze ou sans réservoir recommandé

Réf.	Désignation	Grammage (g/m²)	Dim. (cm)	Emballage	Tissus/ sachet	Sachets/ carton	€/ carton
133057	NW69 Non-Woven Stérile Series Tissus 55 % Cellulose / 45 % Polyester	68	25 x 60	Triple	10 x 10	5	**NC -**

Retrouvez les balais à partir de la page 43





Tricots de polyester pour les surfaces critiques

Pour une désinfection optimale, sélectionnez :

+ des tissus en tricot polyester aux propriétés de restitution de désinfectants reconnues,
+ un balai trapèze, sans ou avec réservoir, pour assurer une alimentation en biocide continue
+ rinçage préconisé

Réf.	Désignation	Grammage (g/m²)	Dim. (cm)	Emballage	Tissus/ sachet	Sachets/ carton	€/ carton
133033	KP12 Laser Cut Sterile Series Tissus Polyester	120	25 x 60	Triple	10	50	**NC -**
133043	KP22 Ultrasonic Cut Sterile Series Tissus Polyester double pli	220			10 x 5	5	**NC -**
133098	KP22 Laser Cut Sterile Series Tissus polyester double pli Sachet refermable				12	20	**NC -**





Mops et mini mops, plus ergonomiques pour les murs et plafonds

- Les outils de nettoyage doivent favoriser l'ergonomie, la maniabilité et l'efficacité : balais à tête cassante et bandeaux à « poches » sont appropriés

Réf.	Désignation	Dimensions (cm)	Emballage	Tissus/ sachet	Sachets/ carton	€/ carton
133087	Mop covers Polyester stériles	12 x 40	Double	5	10	**NC -**
133088	Mini mop covers Polyester stériles	7 x 19			20	**NC -**

Retrouvez les balais à partir de la page 44



