

DÉTERGENTS
CLASSES C, D ET ZONES GRISES

Le process de nettoyage ou bionettoyage intègre l'usage possible de détergents. L'annexe I des BPF, dans le chapitre 4.36, indique : Les salles propres doivent être nettoyées et désinfectées parfaitement, conformément à un document écrit. Pour que la désinfection soit efficace, un nettoyage en amont doit être réalisé pour ôter la contamination des surfaces.
Cette étape essentielle évite ainsi de limiter le contact entre les micro-organislmes et le désinfectant.

LES DÉTERGENTS

Catégorie		Gamme	Réf.	Qté/UA	Contenance	Ecolabel/EcoCert
Nettoyage des surfaces	Prêt à l'emploi	Nettoyant multi-usages	838702	12	Pulvérisateur 1 l	✓
			838703	4	Bidon 5 l	
		Dégraissant	388887	6	Pulvérisateur 750 ml	✓
			388925	2	Bidon 5 l	✓
		Nettoyant inox	388889	6	Pulvérisateur 750 ml	✓
	Concentré	Nettoyant multi-surfaces	388840	250	Dose 20 ml	✓
			388841	12	Flacon 1 l	
			388842	6	Flacon dose rechargeable 1 l	
			388843	2	Bidon 5 l	
		Dégraissant sols et surfaces	388888	6	Bidon doseur 1 l	✓
Autres nettoyants		Liquide vitres et surfaces	388892	6	Pulvérisateur 750 ml	✓
		Détachant iode et lugol	388865	12	Pulvérisateur 750 ml	-
		Détachant surfaces et textiles	388885	6	Pulvérisateur 750 ml	-
			388886	2	Bidon 5 l	-
		Rénovateur instruments inox	388878	3	Bidon doseur 1 l	-

Détergents prêts à l'emploi

Détergent PureDTU

Sans pictogramme de danger !





- Détergent muti-usages prêt à l'emploi pour les surfaces hautes et sols/murs/plafonds
- pH 7,5 +/- 0,5
- Agents de surface d'origine végétale
- EcoDétergent : 99 ,9% des ingrédients d'origine naturelle
- Sans pictogramme de danger
- Non parfumé
- Traçabilité par lot

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
838702	Pulvérisateur 1 l	12	NC -
838702A	Pulvérisateur 1 l	1	NC -
838703	Bidon 5 l	6	NC -

Nettoyant dégraissant puissant Ecolabel Exeol NDP 600



Efficace sur les graisses et les salissures les plus tenaces

- Solution dégraissante puissante prête à l'emploi pour toutes les surfaces lavables
- Efficace sur les graisses et salissures les plus tenaces
- Rincer à l'eau pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires
- Sans phosphate, sans phosphanate, sans EDTA, sans NTA
- Parfum léger non entêtant

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
388887	Nettoyant dégraissant puissant Exeol NDP 600 - pulvérisateur 750 ml	6	NC -
388887A	Nettoyant dégraissant puissant Exeol NDP 600 - pulvérisateur 750 ml	1	NC -
388925	Nettoyant dégraissant puissant Exeol NDP 600 - bidon 5 l	2	NC -
388825A	Nettoyant dégraissant puissant Exeol NDP 600 - bidon 5 l	1	NC -