

Sachet de transport et de stockage et sacs poubelles stériles CleanBag PE

- Sachets en polyéthylène ultrapropres
- De nombreuses spécificités existent :
- épaisseur et dimensions
- qualité et propreté du polyéthylène
- conception : à plat ou à soufflets
- couleur ; glissant, etc.
- conditionnement
- stériles et non stériles

Nous vous proposons de définir avec vous vos besoins.
N'hésitez pas à nous consulter





Réf.	Dimensions Larg x long x soufflet (cm)	Epaisseur (µm)	Couleur	Traitement	Conditionnement	€
839009	80 x 110	50	Transparent	Stérile	10 sachets de 2x10	**NC -**
498319	50 x 65 x 16	75	Transparent	Stérile	Sachet de 10	**NC -**
498320	100 x 65 x 16	75	Transparent	Stérile	Sachet de 10	**NC -**
457016	50 x 80	110	Blanc	Non stérile	Sachet de 20	**NC -**

Sachets de protection fermeture auto-adhésive

VP MEDICAL PACKAGING

- Emballage de protection pour des systèmes de barrière stérile
- Emballage de stockage et de transport pour des produits stériles
- PELD/PEMD 60µm
- Fermeture adhésive repositionnable
- Bande de protection en PEHD siliconé
- Fabrication et conditionnement en environnement contrôlé



Réf.	Dimensions l x L (cm)	Nombre d'unités/ sachet	€/ carton
019763	20 x 30	1000	**NC -**
019764	25 x 40	500	**NC -**
019765	25 x 120	500	**NC -**
019766	30 x 50	500	**NC -**
019767	42 x 70	500	**NC -**
019768	60 x 50	100	**NC -**
019769	60 x 75	100	**NC -**
019770	70 x 100	100	**NC -**