

Etagères filaires modulaires mobiles

MEDI.CADDIE



- Réalisation en inox polybrillant 304 18/10
- Etagères réglables tous les 125 mm
- Assure le stockage des matériels conditionnés et stériles
- Roues Nylox diamètres 125 mm dont 2 à freins

Nombre d'étagères	Dimensions hors tout			Réf.	€
	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Longueur (mm)		
4	1700	500	700	281073	NC -
			1000	281074	NC -
			1300	281075	NC -
		600	700	281076	NC -
			1000	281077	NC -
			1300	281078	NC -

Information : nous pouvons vous proposer des housses en Tyvek sur mesure.
N'hésitez pas à nous consulter.

Etagères sur pieds hauteur 1800 mm

FABRIQUÉ EN FRANCE





- Réalisation en inox AISI 304
- 2 options : étagères pleines ou barreaudées
- Piètement inox tube 35x35mm
- Ensemble entièrement soudé
- Equipé de verins de réglage

Nous consulter pour les tarifs

Profondeur (mm)	Longueur (mm)	3 niveaux		4 niveaux		5 niveaux		€
		Pleines	Barreaudées	Pleines	Barreaudées	Pleines	Barreaudées	
500	1000	025500	025536	025501	025537	025502	025538	NC -
	1200	025503	025539	025504	025540	025505	025541	NC -
	1400	025506	025542	025507	025543	025508	025544	NC -
	1600	025509	025545	025510	025546	025511	025547	NC -
	1800	025512	025548	025513	025549	025514	025550	NC -
	2000	025515	025551	025516	025552	025517	025553	NC -
600	1000	025518	025554	025519	025555	025520	025556	NC -
	1200	025521	025557	025522	025558	025523	025559	NC -
	1400	025524	025560	025525	025561	025526	025562	NC -
	1600	025527	025563	025528	025564	025529	025565	NC -
	1800	025530	025566	025531	025567	025532	025568	NC -
	2000	025533	025569	025534	025570	025535	025571	NC -