

Plateaux d'instrumentation filaire

MEDI.CADDIE

- Modèles conformes à la stipulation AFNOR S.90.322 et à la norme DIN 58952
- Le traitement électrolytique apporte une finition irréprochable et une absence de risque d'abrasion
- Bonne circulation de l'agent stérilisant
- Poignées basculantes : bonne saisie du plateau
- Maille serrée (4,5 x 4,5 mm) : résistance
- Compatibles avec d'autres systèmes de stérilisation

Dimensions hors tout L x P H (mm)	Réf.	€
250 x 240 x 50	**281021**	**NC -**
240 x 360 x 60	**281022**	**NC -**
250 x 240 x 70	**281023**	**NC -**
250 x 480 x 50	**281024**	**NC -**
254 x 480 x 70	**281025**	**NC -**
240 x 480 x 90	**281026**	**NC -**



Autres accessoires filaires longueur 600 mm

MEDI.CADDIE

- Compatibles avec :


- les chariots MULTICADDIE => page 121
- les tables de conditionnement MEDI CADDIE => page 108
- et les supports muraux MEDI CADDIE => page 117

Etagères et adaptateurs

Réf.	Désignation	Dimensions L x P H (mm)	€
281096	Support ouvert en inox	575 x 304 x 130	**NC -**
281097	Jeu de 2 supports d'inclinaison pour paniers inox	35 x 35 x 125	**NC -**
281098	Support 8 crochets de 180 mm inox	575 x 195 x 80	**NC -**
281099	Console réversible inox plein	575 x 390 x 125	**NC -**
281100	Etagère 2 niveaux inox	620 x 180 x 160	**NC -**
281101	Etagère 4 niveaux inox	620 x 195 x 310	**NC -**
281102	Support 2 tablettes inox	560 x 200 x 305	**NC -**
281103	Etagère pleine avec rebord 40 mm inox	575 x 280 x 260	**NC -**
281104	Jeu de 2 adaptateurs dédoubleurs d'intervalle inox	H : 155	**NC -**
281105	Casier à gants	555 x 137 x 183	**NC -**
281106	Support vertical inox	560 x 135 x 305	**NC -**
281107	Grille inférieure de retenue inox	-	**NC -**

Supports et bacs

Réf.	Désignation	Dimensions L x P H (mm)	€
281108	Support 10 bacs à bec 1 L inox	-	**NC -**
281109	Support 4 bacs à bec 4 L inox	-	**NC -**
281110	Support 3 bacs à bec 13 L inox	-	**NC -**
281111	Bac à bec 1 L en polypropylène rouge	170 x 105 x 75	**NC -**
281112	Bac à bec 1 L en polypropylène bleu	-	**NC -**
281113	Bac à bec 4 L en polypropylène rouge	240 x 150 x 125	**NC -**
281114	Bac à bec 4 L en polypropylène bleu	-	**NC -**
281115	Bac à bec 13 L en polypropylène rouge	360 x 215 x 195	**NC -**
281116	Bac à bec 13 L en polypropylène bleu	-	**NC -**
281117	Bac plastique Arcodur rouge	295 x 100 x 100	**NC -**



support pour bacs à bec



support ouvert



console réversible



support 2 tablettes



étagère pleine avec rebord



étagère 2 niveaux




casier à gants



support 8 crochets



grille inférieure de retenue



support vertical



bacs à bec



bac Arcodur rouge