Corning® ULA (Ultra-Low Attachment) Behandlung

- Ultra-Low-Attachment (ULA)-Oberflächen haben eine Hydrogelschicht, die das Anhaften von Zellen, die Aufnahme von Proteinen und die Aktivierung von Enzymen minimiert (die Oberfläche ist nicht zytotoxisch, biologisch inert und nicht abbaubar)
- Steril

Anwendungen

- 3D-Bildung von Sphäroiden
- Die Geraderhaltung von Zellen in Suspension
- Verhinderung der Differenzierung von Stammzellen
- Verhinderung der Teilung von adhärenten Zellen



Platten

Art. Nr.	Anzahl Wells	Farben	Behandlung	Typ Boden	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
003471	6	Transparent	ULA	Flach	1	24	AA -
003473	24	Transparent	ULA	Flach	1	24	AA -
007007	96	Transparent	ULA	Rund	1	24	AA -
003474	96	Transparent	ULA	Flach	1	24	AA -
004588	384	Schwarz	ULA	Flach - Transparent	Grad 20	100	AA -


Flaschen

Art. Nr.	Flaschen Typ	Verschluss-Typ	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
004616B	25 cm²	Filtrierend	ULA	5	25	AA -
003814	75 cm²	Filtrierend	ULA	4	24	AA -
003303	CellSTACK® 1 Etage 636 cm²	Filtrierend	ULA	1	8	AA -

Petrischalen

Art. Nr.	Durchmesser (mm)	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
003261	60	ULA	5	20	AA -
004615B	100	ULA	8	40	AA -

Corning® ULA-Behandlung und ein spezielles Design für Sphäroide



- Eine Platte für alle Schritte (Kultur und Test), keine Handhabung oder empfindliche Übertragung von Sphäroiden erforderlich
- Well mit rundem Boden, optisch klar
- Ultra-Low Attachment: Oberflächenbehandlung mit sehr geringer Zellhaftung
- Einzigartige Well-Geometrie für reproduzierbares Well-to-Well-Wachstum von 3D-Kulturen
- Steril

Art. Nr.	Anzahl Wells	Behandlung	Farben	Art des Bodens	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
004520	96	ULA	Schwarz	Rund-Transparent	10	50	AA -
004515	96	ULA	Schwarz	Rund-Transparent	1	5	AA -
003830	384	ULA	Schwarz	Rund-Transparent	10	50	AA -
003830BC	384	ULA	Schwarz	ULA	10	50	AA -
004516	384	ULA	Schwarz	Rund-Transparent	1	5	AA -
004637	1536	ULA	Schwarz	Rund-Transparent	1	5	AA -
004527	1536	ULA	Schwarz	Rund-Transparent	10	50	AA -