

Corning® ELPLASIA® Technologie für die Massenproduktion von Sphäroiden

- Ermöglicht die Massenproduktion von Sphäroiden einheitlicher Größe für *In-vivo-Tumorstudien* oder das Screening von Anti-Krebs-Molekülen
- Zwei Well Geometrien: rund (für die Bildung und Ausdehnung von Sphäroiden) oder quadratisch (besser geeignet für die Bildanalyse)
- Der Boden der Wells hat Mikrokavitäten, die die Bildung mehrerer Sphäroide pro Well ermöglichen; bis zu 15.796 Sphäroide pro 1 Well
- ULA- oder PLASMA-Behandlung je nach Modell
- Lieferung mit Deckel
- Einheitliche Verpackung
- Steril



Mikroplatte ULA mit runden Wells




Plasma-Mikroplatte mit quadratischen Wells

Art. Nr.	Anzahl Wells	Behandlung	Farben	Art des Bodens	Durchschnittliche Anzahl von Sphäroiden/Well	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
Rundwells								
004440	6	ULA	Schwarz	Flach - Transparent	Grad 2885	1	5	**AA -**
004441	24	ULA	Schwarz	Flach - Transparent	Grad 554	1	5	**AA -**
004442	96	ULA	Schwarz	Flach - Transparent	Grad 79	1	5	**AA -**
Quadratische Wells								
004444	6	PLASMA	Schwarz	Flach - Transparent	15 796	1	5	**AA -**
004445	24	PLASMA	Schwarz	Flach - Transparent	2 934	1	5	**AA -**
004446	96	PLASMA	Schwarz	Flach - Transparent	475	1	5	**AA -**
004447	384	PLASMA	Schwarz	Flach - Transparent	137	1	5	**AA -**

Corning® Platten MATRIGEL® 3D beschichtet

- Mit Matrigel® beschichtete Kulturplatten geeignet für 3D
- Ideal für Screening-Studien an Sphäroiden, Organoiden oder Tumoroiden
- Verbesserung der Wiederholbarkeit und Genauigkeit der 3D-Analyse

Art. Nr.	Anzahl Wells	Behandlung	Farben	Art des Bodens	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
356259	96	Matrigel® ohne Phenolrot	Schwarz	Flach - Transparent	1	1	**AA -**
356256	384	Matrigel® ohne Phenolrot	Schwarz	Flach - Transparent	1	5	**AA -**
356257	384	Matrigel® ohne Phenolrot	Weiß	Flach - Transparent	1	5	**AA -**
356258	384	Matrigel® ohne Phenolrot	Weiß	Flach - Transparent	1	1	**AA -**





Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com