
CELLSTAR® Cell-Repellent Behandlung

DNase RNase | Human DNA | Endo-toxin

- Steril
- Nicht-zytotoxisch





Greiner Bio-One's CELLSTAR® Cell-Repellent Oberflächenbehandlung verhindert effektiv das Anhaften von Zellen


- Sphäroide und aggregierte Stammzellkulturen
- Suspensionskultur von adhärenten oder semi-adhärenten Zellen
- Kultur auf Hydrogel oder gleichwertigem Material
- 3D-Magnetkultivierung mit dem M3D Greiner Bio-One System
- Dank einer innovativen chemischen Modifikation des Polymers beeinträchtigt die zellabweisende Oberfläche von Greiner Bio-One die Kulturbedingungen nicht und ist somit ein hervorragender Träger für Primär- oder empfindliche Kulturen
- Einzelverpackung bei bestimmten Referenzen möglich, bitte fragen Sie unseren Spezialisten

Platten

Art. Nr.	Anzahl Wells	Behandlung	Farben	Art des Bodens	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
657970	6	Cell-Repellent	Transparent	Flach	1	5	**AA -**
665970	12	Cell-Repellent	Transparent	Flach	1	5	**AA -**
662970	24	Cell-Repellent	Transparent	Flach	1	5	**AA -**
677970	48	Cell-Repellent	Transparent	Flach	1	5	**AA -**
655970	96	Cell-Repellent	Transparent	Flach	1	6	**AA -**
650970	96	Cell-Repellent	Transparent	Rund	1	6	**AA -**
650979	96	Cell-Repellent	Transparent	Rund	8	32	**AA -**
651970	96	Cell-Repellent	Transparent	V	1	6	**AA -**
655976	96	Cell-Repellent	Schwarz	Flach - Transparent	8	32	**AA -**
781970	384	Cell-Repellent	Transparent	Flach	1	60	**AA -**
787979	384	Cell-Repellent	Transparent	Rund	8	32	**AA -**
781976*	384	Cell-Repellent	Schwarz	Flach - Transparent	8	32	**AA -**

* µClear Hintergrund





Flaschen

Art. Nr.	Flaschen Typ	Behandlung	Art des Bodens	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
690980	25 cm²	Cell-Repellent	Standard	10	20	**AA -**
690985	25 cm²	Cell-Repellent	Filtrierend	10	20	**AA -**
658980	75 cm²	Cell-Repellent	Standard	5	15	**AA -**
658985	75 cm²	Cell-Repellent	Filtrierend	5	15	**AA -**
660980	175 cm²	Cell-Repellent	Standard	5	5	**AA -**
660985	175 cm²	Cell-Repellent	Filtrierend	5	5	**AA -**
Höhe Form						
661980	175 cm²	Cell-Repellent	Standard	4	4	**AA -**
661985	175 cm²	Cell-Repellent	Filtrierend	4	4	**AA -**

Petrischalen

Art. Nr.	Durchmesser (mm)	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
627979	35	Cell-Repellent	10	40	**AA -**
628979	60	Cell-Repellent	10	20	**AA -**
664970	100	Cell-Repellent	1	5	**AA -**