Greiner MAGNETIC 3D Zellkultur M3D Technologie (Fortsetzung)

Magnetischer Bio-Druck

Art. Nr.	Format	Bezeichnung	Inhalt	CHF Das Kit
655840	96 Wells	Magnetisches Bioprinting-Kit mit 96 Wells	1 x Spheroid Drive: Halter für die Sphäroidbildung durch Bioprinting 1 x Holding Drive: Halter für Sphäroide 3 x Nanoshuttle™ -PL magnetische Beads, 600 µl Röhrchen 2 x Cell-Repellent clear 96-well Platte Artikelnummer 655970	**AA -**
655841	96 Wells	Schwarzes magnetisches Bioprinting-Kit mit 96 Wells	1 x Spheroid Drive: Halter für die Sphäroidbildung durch Bioprinting 1 x Holding Drive: Halter für Sphäroide 3 x Nanoshuttle™ -PL magnetische Beads, 600 µl Röhrchen 2 x 96-Well-Platte mit schwarzem Boden µclear Cell-Repellent Artikelnummer 655976	**AA -**
073054	384 Wells	Magnetisches Bioprinting-Kit mit 384 Wells	1 x Spheroid Drive: Halter für die Sphäroidbildung durch Bioprinting 1 x Holding Drive: Halter für Sphäroide 2 x Nanoshuttle™ -PL magnetische Beads, 600 µl Röhrchen 2 x Cell-Repellent clear 384-well Platte Artikelnummer 781970	**AA -**
781841	384 Wells	Schwarzes Magnetisches Bio-Printing Kit mit 384 Wells	1 x Spheroid Drive: Halter für die Sphäroidbildung durch Bioprinting 1 x Holding Drive: Halter für Sphäroide 2 x Nanoshuttle™ -PL magnetische Beads, 600 µl Röhrchen 2 x 384-Well Platte mit schwarzem Boden µclear Cell-Repellent Art. Nr. 781976	**AA -**

Ring drive 96 Wells und 384 Wells für magnetisches Bioprinting

Magnethalter für die Ringbildung in 96- oder 384-Well-Platten.

Art. Nr.	Format	CHF
655850	96 Wells	**AA -**
073062	384 Wells	**AA -**

Magnetischer Ringdruck und Abbildungssystem

Art. Nr.	Format	Bezeichnung	Inhalt		CHF Das Kit
655846	96 Wells	BIOASSAY™ 96-Well-Kit	- 1 x Spheroid Drive: Unterstützung für die Bildung von Sphäroiden durch Bioprinting - 1 x Levitating Drive: Unterstützung für das Schweben von Sphäroiden - 1 x Holding Drive: Unterstützung für das Halten von Sphäroiden	- 1 x 96-Well-Leitfaden für magnetisches Bioprinting Art. Nr. 655850 - 3 x Nanoshuttle™ -PL Magnetbeads, 600 µl Röhrchen - 1 x Deepwell 96 Well - 2 x Cell-Repellent 96 Well Platte Art. Nr.. 655970 - 2 x 6-Well Cell-Repellent Platte Teilenummer 657970	**AA -**
655849	96 Wells	BIOASSAY™ 96-Well-Kit mit Imaging-System	Identisch mit der Art. Nr. 655846 und der Art. Nr. 657860 für das Abbildungssystem: - 1 x n3Dock - 1 x Imaging System - 1 x Light pad	- 1 x Lüfter - 1 x AD-USB-Adapter - 1 x Verlängerung - 1 x Software	**AA -**
781846	384 Wells	BIOASSAY™ 384-Well-Kit	- 1 x Spheroid Drive: Unterstützung für die Bildung von Sphäroiden durch Bioprinting - 1 x Levitating Drive: Unterstützung für das Schweben von Sphäroiden - 1 x Holding Drive: Unterstützung für das Halten von Sphäroiden	- 1 x 96-Well-Leitfaden für das magnetische Bioprinting, Art. Nr. 655850 - 2 x Nanoshuttle™ -PL magnetische Beads, 600 µl Röhrchen - 1 x Deepwell 96 Wells - 2 x Cell-Repellent 384 Wells transparente Platte Art. Nr. 781970 - 2 x Cell-Repellent 6 Wells Platte Art. Nr. 657970	**AA -**
073055	384 Wells	BIOASSAY™ 384-Well-Kit mit Imaging-System	Identisch mit der Art. Nr. 781846 und der Art. Nr. 657860 für das Abbildungssystem: - 1 x n3Dock - 1 x Imaging System - 1 x Light pad	- 1 x Lüfter - 1 x AD-USB-Adapter - 1 x Verlängerungskabel - 1 x Software	**AA -**

