Falcon®-Einsätze: verschiedene Formate

Falcon®-Einzeleinsätze für 6-, 12- oder 24-Well-Platten

- PET-Membran für einfache Zellhaftung und Visualisierung
- Verwendung mit Companion-Platten, die für eine perfekte Zentrierung des Einsatzes in der Vertiefung und einen optimalen Gasaustausch ausgelegt sind
- Einzeln in Blister verpackt, ohne Platte
- Hochdichte Membran (mehr Poren) für eine optimale Diffusion zwischen dem oberen und dem unteren Well-Kompartiment

Falcon®-Integraleinsätze in 24- oder 96-Well-Platten

- Testautomatisierung (Automaten kompatibel)
- Geliefert mit einer Empfängerplatte für die Medienerneuerung
- Passend für Falcon® 24 und 96 Plattengrößen


Anwendungen

- Untersuchung der Durchlässigkeit von Molekülen
- Untersuchung des zellulären Transports
- Messung der Migration oder Invasion
- Untersuchung der Chemotaxis









Art. Nr.	Bezeichnung	Membrantyp	Material der Membran	VE	CHF/ VE
Porengröße 0,4 µm					
353090	Einzelne Einsätze für 6-Well-Platten	Transparent	PET	48	**AA -**
353493	Einzelne Einsätze für 6-Well-Platten	Hohe Dichte, transluzent	PET	48	**AA -**
353180	Einzelne Einsätze für 12-Well-Platten	Transparent	PET	48	**AA -**
353494	Einzelne Einsätze für 12-Well-Platten	Hohe Dichte, transluzent	PET	48	**AA -**
353095	Einzelne Einsätze für 24-Well-Platten	Transparent	PET	48	**AA -**
353495	Einzelne Einsätze für 24-Well-Platten	Hohe Dichte, transluzent	PET	48	**AA -**
Porengröße 1 µm					
353102	Einzelne Einsätze für 6-Well-Platten	Transparent	PET	48	**AA -**
353103	Einzelne Einsätze für 12-Well-Platten	Transparent	PET	48	**AA -**
353104	Einzelne Einsätze für 24-Well-Platten	Transparent	PET	48	**AA -**
351181	24-Well-Platte mit integrierten Einsätzen	Transparent	PET	5	**AA -**
351131	96-Well-Platte mit integrierten Einsätzen	Transparent	PET	5	**AA -**
Porengröße 3 µm					
353091	Einzelne Einsätze für 6-Well-Platten	Transparent	PET	48	**AA -**
353092	Einzelne Einsätze für 6-Well-Platten	Hohe Dichte, transluzent	PET	48	**AA -**
353181	Einzelne Einsätze für 12-Well-Platten	Transparent	PET	48	**AA -**
353292	Einzelne Einsätze für 12-Well-Platten	Hohe Dichte, transluzent	PET	48	**AA -**
353096	Einzelne Einsätze für 24-Well-Platten	Transparent	PET	48	**AA -**
353492	Einzelne Einsätze für 24-Well-Platten	Hohe Dichte, transluzent	PET	48	**AA -**
351183	24-Well-Platte mit integrierten Einsätzen	Transparent	PET	5	**AA -**
Porengröße 8 µm					
353091	Einzelne Einsätze für 6-Well-Platten	Transparent	PET	48	**AA -**
353092	Einzelne Einsätze für 6-Well-Platten	Hohe Dichte, transluzent	PET	48	**AA -**
353181	Einzelne Einsätze für 12-Well-Platten	Transparent	PET	48	**AA -**
353292	Einzelne Einsätze für 12-Well-Platten	Hohe Dichte, transluzent	PET	48	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	VE	CHF/ VE
353502	Companion behandelte Zellkulturplatte für einzelne 6-Well-Einsätze	1	50	**AA -**
355467	Deep Well behandelte Zellkulturplatte zur Aufnahme von einzelnen 6-Well-Einsätzen	1	4	**AA -**
353503	Companion behandelte Zellkulturplatte für einzelne 12-Well-Einsätze	1	50	**AA -**
353504	Companion behandelte Zellkulturplatte für einzelne 24-Well-Einsätze	1	50	**AA -**
353925	Platte mit quadratischen Wells zur Aufnahme einer 96-Well-Einsatzplatte mit Deckel	5	5	**AA -**
351186	Behälterplatte zur Aufnahme der 24-Well-Einsatzplatte mit Deckel	5	5	**AA -**
353924	Behälterplatte zur Aufnahme der 96-Well-Einsatzplatte mit Deckel	5	5	**AA -**
353938	Behälterplatte für 96-Well-Platten mit festen Einsätzen	5	5	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com