Corning® Einsätze: verschiedene Formate (Fortsetzung)

Art. Nr.	Bezeichnung	Membrantyp	Material der Membran	VE	CHF/ VE
Porengröße 3 µm					
354142	24-Well-Platte mit festen Biocoat™-Einsätzen mit Matrigel-Beschichtung Angiogenese Endothelzellinvasion	Fluoroblok™	PET	5	**AA -**
354144	24-Well-Platte mit festen Biocoat™-Einsätzen mit Fibronektinbeschichtung Endothelzellmigration	Fluoroblok™	PET	5	**AA -**
354144	24-Well-Platte mit festen Biocoat™-Einsätzen mit Fibronektinbeschichtung Endothelzellmigration	Fluoroblok™	PET	5	**AA -**
354148	24-Well-Platte mit festen Biocoat™-Einsätzen mit Fibronektinbeschichtung Endothelzellmigration	Fluoroblok™	PET	5	**AA -**
Porengröße 5 µm					
003421	Einzelne Einsätze mit 24-Well-Platte	Transluzent	PC	48	**AA -**
003387	96-Well-Platte mit integrierten Einsätzen	Transluzent	PC	8	**AA -**
003388	96-Well-Platte mit integrierten Einsätzen	Transluzent	PC	2	**AA -**
Porengröße 8 µm					
003428	Einzelne Einsätze mit 6-Well-Platte	Transluzent	PC	48	**AA -**
003422	Einzelne Einsätze mit 24-Well-Platte	Transluzent	PC	48	**AA -**
003464	Einzelne Einsätze mit 24-Well-Platte	Transparent	PET	48	**AA -**
003374	96-Well-Platte mit integrierten Einsätzen	Transparent	PET	2	**AA -**
003384	96-Well-Platte mit integrierten Einsätzen	Transparent	PET	8	**AA -**
351152	Einzelne Einsätze für 24-Well-Platten	Fluoroblok™	PET	48	**AA -**
351157	24-Well-Platte mit integrierten Einsätzen	Fluoroblok™	PET	1	**AA -**
351158	24-Well-Platte mit integrierten Einsätzen	Fluoroblok™	PET	5	**AA -**
351163	96-Well-Platte mit integrierten Einsätzen	Fluoroblok™	PET	1	**AA -**
351164	96-Well-Platte mit integrierten Einsätzen	Fluoroblok™	PET	5	**AA -**
354481	Individueller Einsatz für Biocoat™ 6-Well-Platte mit Matrigel-Beschichtung Invasionskammer	Transparent	PET	24	**AA -**
354480	Individueller Einsatz für Biocoat™ 24-Well-Platte mit Matrigel-Beschichtung Invasionskammer	Transparent	PET	24	**AA -**
354483	Individueller Einsatz für Biocoat™ 24-Well-Platte mit Matrigel-Beschichtung Reduziert die Wachstumsfaktor-Invasionskammer	Transparent	PET	24	**AA -**
354165	24-Well-Platte mit integrierten Biocoat™-Einsätzen mit Matrigel-Beschichtung Invasionskammer	Fluoroblok™	PET	1	**AA -**
354166	24-Well-Platte mit integrierten Biocoat™-Einsätzen mit Matrigel-Beschichtung Invasionskammer	Fluoroblok™	PET	5	**AA -**
354167	96-Well-Platte mit integrierten Biocoat™-Einsätzen mit Matrigel-Beschichtung Invasionskammer	Fluoroblok™	PET	1	**AA -**
354168	96-Well-Platte mit festen Biocoat™-Einsätzen mit Matrigel-Beschichtung Invasionskammer	Fluoroblok™	PET	5	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
003395	Behälter für 24-Well-Einsatzplatte, unbehandelt	12	48	**AA -**
003382	Behälterplatte zur Aufnahme der 96-Well-Einsatzplatte mit Kulturbehandlung	10	10	**AA -**
003383	Behälterplatte zur Aufnahme der 96-Well-Einsatzplatte mit Medienstabilisator	10	10	**AA -**
003583	Schwarze Behälterplatte zur Aufnahme der 96-Well-Einsatzplatte mit Kulturbehandlung	10	10	**AA -**
003783	Weiße Behälterplatte zur Aufnahme der 96-Well-Einsatzplatte mit Kulturbehandlung	10	10	**AA -**
353928	Behälterplatte mit quadratischen Wells zur Aufnahme der fluoroblok 96-Well-Einsatzplatte	5	5	**AA -**
354216	Fluorophore Fluoreszenzmarker Calcein AM	-	10 x 25 W	**AA -**
354217	Fluorophore Fluoreszenzmarker Calcein AM	-	1 mg	**AA -**
354218	Fluorophore Fluoreszenzmarker DilC12(3)	-	100 mg	**AA -**

Snapwell™-Einsätze



- **Der Snapwell™-Einsatz ist ein Transwell™-Kultureinsatz, der aus einer 12-mm-Membran besteht, die von einem abnehmbaren Ring getragen wird**
- **2 Arten von Membranen, Polycarbonat oder PET**
- **Sobald die Zellen die Konfluenz erreicht haben, kann der Ring in eine vertikale oder horizontale Diffusionskammer gelegt werden**
- **Für elektrophysiologische oder Transportstudien**
- **Steril**
- **Porengröße : 0,4 µm**

Art. Nr.	Bezeichnung	Material der Membran	VE	CHF/ VE
003407	Snapwell™ Einsätze für 6-Well-Platten	PC	24	**AA -**
003801	Snapwell™ Einsätze für 6-Well-Platten	PET	24	**AA -**

Netwell™ PET-Einsätze



- **Einsätze aus Polystyrol mit einem Boden aus Polyestergewebe**
- **Verwendung als Träger oder Sieb für die Kultur von kleinen Organen, Gewebeschnitten oder Explantaten an der Luft-Flüssigkeits-Grenzfläche**
- **Sie ermöglichen die Grobfiltration von Gewebehomogenaten oder Zellsuspensionen**
- **Sehr nützlich für die immunhistochemische Färbung von Gewebeschnitten**
- **Steril**

Art. Nr.	Bezeichnung	Porengröße (µm)	VE	CHF/ VE
003477	Einzelne Einsätze für 12-Well-Platten	74	48	**AA -**
003478	Einzelne Einsätze für 12-Well-Platten	440	48	**AA -**
003479	Einzelne Einsätze für 6-Well-Platten	74	48	**AA -**
003480	Einzelne Einsätze für 6-Well-Platten	440	48	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
003517	Netwell™ schwarzer Halter	200	**AA -**
003519	Netwell™ weißer Halter	200	**AA -**
003520	Transportkit 12 Wells für Einsatz 15 mm	8	**AA -**
003521	Transportkit 6 Wells für Einsatz 24 mm	8	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com