
Einsätze CrystalQuick ™ Greiner Bio-One



Spenderbox

DNase RNase | Human DNA | Cyto-toxic | Pyrogen

- Hängende Einsätze für 6-, 12- und 24-Well-Mikrotestplatten
- Porengröße von 0,4 µm, 1 µm, 3 µm, 8 µm
- Bestehend aus einer hochtransparenten Polystyrolschale und einer porösen PET-Kapillarmembran
- Membran mit einer physikalischen Oberflächenbehandlung zur Optimierung von Adhäsion und Zellwachstum
- Homogene Porengröße für effizienten Austausch zwischen den Kompartimenten und reproduzierbare Tests
- Der Einsatz kann leicht exzentriert werden, um das Pipettieren ohne Kontaminationsrisiko zu erleichtern
- Zertifiziert Klasse VI USP
- Transparent: mittlere Porendichte / lichtdurchlässig : hohe Porendichte
- Sterilisiert durch Bestrahlung
- Lieferung in einzelnen Blistern mit der entsprechenden Anzahl von Mikrotiterplatten

Art. Nr.	Bezeichnung	Membrantyp	Material der Membran	VE	CHF/ VE
Porengröße 0,4 µm					
657640	Einzelne Einsätze mit 6-Well-Platte	Transluzent	PET	24	AA -
657641	Einzelne Einsätze mit 6-Well-Platte	Transparent	PET	24	AA -
665640	Einzelne Einsätze mit 12-Well-Platte	Transluzent	PET	48	AA -
665641	Einzelne Einsätze mit 12-Well-Platte	Transparent	PET	48	AA -
662640	Einzelne Einsätze mit 24-Well-Platte	Transluzent	PET	48	AA -
662641	Einzelne Einsätze mit 24-Well-Platte	Transparent	PET	48	AA -
Porengröße 1 µm					
657610	Einzelne Einsätze mit 6-Well-Platte	Transparent	PET	24	AA -
665610	Einzelne Einsätze mit 12-Well-Platte	Transparent	PET	48	AA -
662610	Einzelne Einsätze mit 24-Well-Platte	Transparent	PET	48	AA -
Porengröße 3 µm					
657631	Einzelne Einsätze mit 6-Well-Platte	Transluzent	PET	24	AA -
657630	Einzelne Einsätze mit 6-Well-Platte	Transparent	PET	24	AA -
665631	Einzelne Einsätze mit 12-Well-Platte	Transluzent	PET	48	AA -
665630	Einzelne Einsätze mit 12-Well-Platte	Transparent	PET	48	AA -
662631	Einzelne Einsätze mit 24-Well-Platte	Transluzent	PET	48	AA -
662630	Einzelne Einsätze mit 24-Well-Platte	Transparent	PET	48	AA -
Porengröße 8 µm					
657638	Einzelne Einsätze mit 6-Well-Platte	Transluzent	PET	24	AA -
665638	Einzelne Einsätze mit 12-Well-Platte	Transluzent	PET	48	AA -
662638	Einzelne Einsätze mit 24-Well-Platte	Transluzent	PET	48	AA -

Besonderes Zubehör

Tiefe ThinCert™ Platten für lange Kulturen ohne Mediumwechsel.

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
657110	Deepwell PS transparente Empfängerplatte für einzelne 6-Well-Einsätze	1	50	AA -
665110	Deeepwell PS Transparente Rezeptorplatte für einzelne 12-Well-Einsätze	1	60	AA -



Anwendungsleitfaden online verfügbar

