Einsätze Brand®

Brand® Einzeleinsätze (2 in 1) für Kulturplatten mit 6, 12 oder 24 Wells

- Verschiedene Arten von Membranen zur Verbesserung von Haftung und Austausch (PC-Membran mit höherer Porendichte)
- 2 in 1: hängende oder stehende Nutzung
- Einzeln oder in Mehrfachpackungen
- Geeignet für Multiwell-Platten verschiedener Marken
- Cellgrade plus behandelte Membran





Individuelle Einsätze für BRANDplate®

- Verschiedene Arten von Membranen zur Verbesserung von Haftung und Austausch (PC-Membran mit höherer Porendichte)
- Wahl zwischen glattwandigen oder kanalisierten Einsätzen
- Die Kanäle ermöglichen eine ideale Positionierung der Membran in Bezug auf das Nährmedium, was das Wachstum und damit die Dicke einer Gewebekultur fördert



BRANDplate® trennbare Streifen mit 4 Einsätzen

- Verschiedene Arten von Membranen zur Verbesserung von Haftung und Austausch (PC-Membran mit höherer Porendichte)
- Unabhängig von den Platten oder direkt in den Platten erhältlich
- Steril

Art. Nr.	Bezeichnung	Membrantyp	Membran Material	Einsätze/ Karton	VE	CHF/ VE
Porengröße 0,4 µm						
145551	Einzelne Einsätze für 6-Well-2-in-1-Platten	Transparent	PET	1	24	AA -
145552	Einzelne Einsätze für 6-Well-2-in-1-Platten	Transparent	PET	6	24	AA -
145543	Einzelne Einsätze für 12-Well-2-in-1-Platten	Transparent	PET	1	48	AA -
145544	Einzelne Einsätze für 12-Well-2-in-1-Platten	Transparent	PET	9	48	AA -
145531	Einzelne Einsätze für 24-Well-2-in-1-Platten	Transparent	PET	1	48	AA -
145532	Einzelne Einsätze für 24-Well-2-in-1-Platten	Transparent	PET	12	48	AA -
145547	Einzelne Einsätze für 6-Well-2-in-1-Platten	Transluzent	PC	1	24	AA -
145548	Einzelne Einsätze für 6-Well-2-in-1-Platten	Transluzent	PC	6	24	AA -
145539	Einzelne Einsätze für 12-Well-2-in-1-Platten	Transluzent	PC	1	48	AA -
145540	Einzelne Einsätze für 12-Well-2-in-1-Platten	Transluzent	PC	9	48	AA -
145535	Einzelne Einsätze für 24-Well-2-in-1-Platten	Transluzent	PC	1	48	AA -
145536	Einzelne Einsätze für 24-Well-2-in-1-Platten	Transluzent	PC	12	48	AA -
145562	Individuelle Einsätze für BRANDplate® Glattwand	Transluzent	PC	1	48	AA -
674393	Individuelle Einsätze für BRANDplate® Glattwand	Transparent	PET	1	48	AA -
145567	Individuelle Einsätze mit Kanälen für BRANDplate®	Transluzent	PC	1	48	AA -
145568	Individuelle Einsätze mit Kanälen für BRANDplate®	Transparent	PET	1	48	AA -
145573	Trennbare Streifen mit 4 Glattwandeinsätzen für BRANDplates® 24/6 Wells	Transluzent	PC	1	12	AA -
145574	Trennbare Streifen mit 4 Glattwandeinsätzen für BRANDplates® 24/6 Wells	Transparent	PET	1	12	AA -
145579	Trennbare Streifen mit 4 Einsätzen mit Kanälen für BRANDplates® 24/6 Wells	Transluzent	PC	1	12	AA -
145580	Trennbare Streifen mit 4 Einsätzen mit Kanälen für BRANDplates® 24/6 Wells	Transparent	PET	1	12	AA -
145585	BRANDplate® 6 Wells mit 6 Streifen zu 4 Einsätzen, glatte Wand	Transluzent	PC	1	5	AA -
145586	BRANDplate® 6 Wells mit 6 Streifen zu 4 Einsätzen, glatte Wand	Transparent	PET	1	5	AA -
145591	BRANDplate® 6 Wells mit 6 Streifen zu 4 Einsätzen, mit Kanälen	Transluzent	PC	1	5	AA -
145592	BRANDplate® 6 Wells mit 6 Streifen zu 4 Einsätzen, mit Kanälen	Transparent	PET	1	5	AA -
Porengröße 1 µm						
145563	Individuelle Einsätze für BRANDplate® Glattwand	Transluzent	PC	1	48	AA -
145569	Individuelle Einsätze mit Kanälen für BRANDplate®	Transluzent	PC	1	48	AA -
145575	Trennbare Streifen mit 4 Glattwandeinsätzen für BRANDplates® 24/6 Wells	Transluzent	PC	1	12	AA -
145581	Trennbare Streifen mit 4 Einsätzen mit Kanälen für BRANDplates® 24/6 Wells	Transluzent	PC	1	12	AA -
145587	BRANDplate® 6 Wells mit 6 Streifen mit 4 Glattwandeinsätzen	Transluzent	PC	1	5	AA -
145593	BRANDplate® 6 Wells mit 6 Streifen zu 4 Einsätzen mit Kanälen	Transluzent	PC	1	5	AA -
Porengröße 3 µm						
145564	Individuelle Einsätze für BRANDplate® Glattwand	Transluzent	PC	1	48	AA -
145570	Individuelle Einsätze mit Kanälen für BRANDplate®	Transluzent	PC	1	48	AA -
145576	Trennbare Streifen mit 4 Glattwandeinsätzen für BRANDplates® 24/6 Wells	Transluzent	PC	1	12	AA -
145582	Trennbare Streifen mit 4 Einsätzen mit Kanälen für BRANDplates® 24/6 Wells	Transluzent	PC	1	12	AA -
145588	BRANDplate® 6 Wells mit 6 Streifen mit 4 Glattwandeinsätzen	Transluzent	PC	1	5	AA -
145594	BRANDplate® 6 Wells mit 6 Streifen zu 4 Einsätzen mit Kanälen	Transluzent	PC	1	5	AA -
Porengröße 8 µm						
145553	Einzelne Einsätze für 6-Well-2-in-1-Platten	Transparent	PET	1	24	AA -
145554	Einzelne Einsätze für 6-Well-2-in-1-Platten	Transparent	PET	6	24	AA -
145543	Einzelne Einsätze für 12-Well-2-in-1-Platten	Transparent	PET	1	48	AA -
145544	Einzelne Einsätze für 12-Well-2-in-1-Platten	Transparent	PET	9	48	AA -
145533	Einzelne Einsätze für 24-Well-2-in-1-Platten	Transparent	PET	1	48	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com