
Corning® CellSTACK® Kulturkammern



- Fünf Größen: von 1-Stack (636 cm²) bis 40-Stacks (25 440 cm²)
- Verschiedene Oberflächenbehandlungen verfügbar: Standard-Zellkulturbehandlung, Corning CellBIND® Oberfläche für verbesserte Zellhaftung oder ULA (Ultra-Low Attachment) Oberfläche für minimale Zellhaftung
- Steril
- Nicht-pyrogen
- Hergestellt in den USA unter GMP-Bedingungen
- Einfach zu bedienen
- Große Öffnung mit Filterdeckel
- Format kann automatisiert werden

Corning CellBIND® Oberfläche


- Ideal zur Reduzierung der Serumzugabe
- Bessere Befestigung für bessere Zellenleistung

ULA-Oberfläche (Ultra-Low Attachment): siehe Kapitel 3D

Art. Nr.	Oberfläche (cm²)	Anzahl Tabletts	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
003268	636	1	TC	1	8	**AA -**
003330	636	1	CellBIND®	1	8	**AA -**
003269	1272	2	TC	1	5	**AA -**
003310	1272	2	CellBIND®	1	5	**AA -**
003313	3180	5	TC	1	8	**AA -**
003319	3180	5	TC	1	2	**AA -**
003311	3180	5	CellBIND®	1	2	**AA -**
003270	6360	10	TC	1	2	**AA -**
003271	6360	10	TC	1	6	**AA -**
003312	6360	10	CellBIND®	1	2	**AA -**
003320	6360	10	CellBIND®	1	6	**AA -**
003272	25440	40	TC	1	2	**AA -**
003321	25440	40	CellBIND®	1	8	**AA -**

Corning® HYPERStack® Wachstumskammern





- Technologie, die die Vorteile von CellSTACK® und HYPERFlask® kombiniert
- Geschlossenes System für die Massenproduktion von Zellen

Vorteile

- Mehr Zellen auf weniger Raum produziert: deutliche Platzersparnis erhebliche Platzeinsparung
- Möglichkeit von Verbindungen zwischen mehreren Einheiten: erhebliche Zeitersparnis durch automatische Befüllung
- Geschlossenes System zur Begrenzung von Verunreinigungen und zur Erfüllung der anspruchsvollsten Qualitätsstandards
- Reduziertes Volumen des Mediums : 0,2 ml/cm²
- Möglichkeit an Beutel oder andere Verbrauchsmaterialien auf aseptische Weise anzuschließen
- Minimierung des zu reinigenden Volumens

Art. Nr.	Oberfläche (cm²)	Anzahl Tabletts	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
0020012	6000	12	CellBIND®	1	4	**AA -**
0020036	18000	36	CellBIND®	1	2	**AA -**