CELLSTAR Treated Culture (TC) oder Advanced TC™ Greiner Bio-One Kultur-Kolben

- Für adhärente Zellen mit unterschiedlichen Oberflächen und Behandlungen

TC-behandelt

- Physikalische Standard-Oberflächenbehandlung für adhärente Zellen


Advanced TC™

- Fortschrittliche chemische Oberflächenbehandlung für empfindliche Zellen, Primärzellen oder Zellen unter restriktiven Kulturbedingungen (z. B. weniger Serum)
- Optimierte Geometrie für optimalen Zugang von Schabern und Pipetten
- Seitliche Graduierung für einfaches Befüllen
- Stapelrille
- Abziehbare Sterilverpackung

DNase RNase · Endo-toxin · Cyto-toxin · Human DNA



Geben Sie die Referenz auf www.milian.com ein, um den Leitfaden für die Oberflächenbehandlung mit Greiner Bio-One aufzurufen



CELLSTAR TC Fläschchen mit Filterkappe filtrant



CELLSTAR-Fläschchen Advanced TC mit Standard Kappe standard

Standard Verschluss

- Doppelte Position für die Zellenbelüftung mit visueller Kontrolle

Filterstopfen

- PET-Membranen Vollständig hydrophobes PTFE verhindert die Benetzung des Filters, optimaler Gasaustausch



Erhältlich mit 2 Arten von Kappen: Standard oder Filterung

CELLCOAT®

- Hervorragend geeignet für Primärzellen, empfindliche Zelllinien oder alle Zellen, die unter Stress stehen (kein Serum, Transfektion, zahlreiche Waschvorgänge usw.)
- Außerdem ermöglichen sie bei bestimmten Zellen eine bessere Differenzierung
- Gebrauchsfertig
- Nicht-zytotoxisch
- Poly-Lysin und Kollagen I, lagerfähig bei Raumtemperatur
- Strenge Kontrolle der Rohstoffe, gleichbleibende Qualität

Art. Nr.	Hals-Typ	Verschluss-Typ	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
Oberfläche 25 cm²						
690160	Geneigt	Standard	TC	20	200	AA -
690960	Geneigt	Standard	Advanced TC	10	200	AA -
690170*	Geneigt	Standard	TC	20	200	AA -
690175	Geneigt	Filtrierend	TC	20	200	AA -
690975	Geneigt	Filtrierend	Advanced TC	10	200	AA -
690950	Geneigt	Filtrierend	Kollagen I	10	50	AA -
690920	Geneigt	Filtrierend	Fibronectin	10	10	AA -
690910	Geneigt	Filtrierend	Laminin	10	10	AA -
690940	Geneigt	Filtrierend	Poly-D-Lysin	10	50	AA -
Oberfläche 75 cm²						
658170	Geneigt	Standard	TC	5	120	AA -
658970	Geneigt	Standard	Advanced TC	5	120	AA -
658175	Geneigt	Filtrierend	TC	5	120	AA -
658975	Geneigt	Filtrierend	Advanced TC	5	120	AA -
658950	Geneigt	Filtrierend	Kollagen I	5	50	AA -
658920	Geneigt	Filtrierend	Fibronectin	10	10	AA -
658910	Geneigt	Filtrierend	Laminin	10	10	AA -
658940	Geneigt	Filtrierend	Poly-D-Lysin	5	50	AA -

Art. Nr.	Hals-Typ	Verschluss-Typ	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
Oberfläche 175 cm² - niedriges Profil/Arbeitsvolumen bis zu 45 ml						
660160	Geneigt	Standard	TC	5	50	AA -
660960	Geneigt	Standard	Advanced TC	5	50	AA -
660175	Geneigt	Filtrierend	TC	5	50	AA -
660975	Geneigt	Filtrierend	Advanced TC	5	50	AA -
Oberfläche 175 cm² - hohe Form/Arbeitsvolumen bis zu 85 ml						
661160	Geneigt	Standard	TC	4	40	AA -
661960	Geneigt	Standard	Advanced TC	4	40	AA -
661175	Geneigt	Filtrierend	TC	4	40	AA -
661975	Geneigt	Filtrierend	Advanced TC	4	40	AA -
661950	Geneigt	Filtrierend	Kollagen I	5	40	AA -
661920	Geneigt	Filtrierend	Fibronectin	5	5	AA -
661940	Geneigt	Filtrierend	Poly-D-Lysin	5	40	AA -

* Gerasterter Boden



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com