
Greiner Bio-One CELLdisc™ Kultur-Kammern



- Polystyrol-Scheibe, HDPE-Kappe
- Zylindrische Form minimiert Kanteneffekte: Oberflächen/Volumen-Verhältnis um 40 % optimiert im Vergleich zu einem herkömmlichen Gerät
- Zentraler Kanal für Gasaustausch
- Weite Öffnung von 38 mm mit Schraubverschluss, 2 Farben entsprechend der Behandlung:
  Rot : TC **Blau : advanced TC**
- Steril, Einwegverpackung
- Kompatibel mit Kulturen und Bioproduktion in geschlossenen Systemen

DNase RNase · Endo-toxin · Cyto-toxin · Human DNA



Art. Nr.	Oberfläche (cm²)	Anzahl Tabletts	Arbeitsvolumen (ml)	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
073053	250	1	70	TC	1	8	**AA -**
073049	1000	4	270-300	TC	1	4	**AA -**
678904	1000	4	270-300	Advanced TC	1	4	**AA -**
073050	2000	8	540-600	TC	1	3	**AA -**
678908	2000	8	540-600	Advanced TC	1	3	**AA -**
073051	4000	16	1080-1200	TC	1	2	**AA -**
678916	4000	16	1080-1200	Advanced TC	1	2	**AA -**
073052	10000	40	2700-3000	TC	1	1	**AA -**
678940	10000	40	2700-3000	Advanced TC	1	1	**AA -**













Zubehör

- **CELLevator : zum Stapeln von CELLdiscs im Inkubator zur Optimierung der Oberfläche**
- **CELLstage: ermöglicht die korrekte Positionierung der CELLDiscs für eine einfache Befüllung (auch für mehrstufige CELLDiscs)**
- **CELLhandle Gripper: für die Handhabung und den Transport von CELL-Discs**
- **CELLring : Halterung mit Wasserwaage, erlaubt die totale Ebenheit der CELLdisc**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
878071	CELLevator	1	9	**AA -**
878072	CELLstage für CELLdisc 4 bis 24 Stufen	1	1	**AA -**
878073	CELLstage für CELLdisc 40 Stufen	1	1	**AA -**
878074	CELLhandle Greifer	1	1	**AA -**
878075	CELLring	1	3	**AA -**

