
Nunc™ Zellkulturflaschen


- **Nunclon Delta, oberflächenbehandelt für die Zellkultur**
- **Sterilisiert durch Gammastrahlen**
- **Standard-Entlüftungsstopfen oder Filterstopfen**



Nunc™ Standard Zellkulturflaschen

Art. Nr.	Hals-Typ	Verschluss-Typ	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
Oberfläche 25 cm²						
055422	Geneigt	Filtrierend	TC	20	160	AA -
Oberfläche 80 cm²						
055410	aufrecht	Standard	TC	5	50	AA -
055423	aufrecht	Filtrierend	TC	5	50	AA -
Oberfläche 175 cm²						
055421	aufrecht	Standard	TC	1	32	AA -
056788	aufrecht	Standard	TC	4	32	AA -
055425	aufrecht	Filtrierend	TC	1	32	AA -
056789	aufrecht	Filtrierend	TC	4	32	AA -
Fläche 175 cm² mit Barcode 128						
056468	aufrecht	Filtrierend	TC	1	32	AA -
056784	aufrecht	Filtrierend	TC	4	32	AA -

Nunc™ Standard Zellkulturflaschen T300



- **aus weichem und widerstandsfähigem Geblasenem Kunststoff, ergonomisches Design für einen besseren Griff**

Art. Nr.	Hals-Typ	Verschluss-Typ	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
Oberfläche 300 cm²						
056834	aufrecht	Standard	TC	1	12	AA -
056835	aufrecht	Filtrierend	TC	1	12	AA -

Ersatzverschlüsse für Flaschen

Einzeln verpackt steril.

Für Flasche	80 cm²		175 und 225 cm²	
	Art. Nr.	CHF Zu 100	Art. Nr.	CHF Zu 100
Standard Verschluss	055451	AA -	055453	AA -
Filterstopfen	055452	AA -	055454	AA -
Stopfen weiß Filtrierend	-	-	056447	AA -

Easy Flask Nunc™ Zellkulturflaschen

- **Mit weitem, schrägem Hals, für vollen Zugang zu den Zellen mit einem Schaber, sehr schnellem Verschluss und siebgedruckter Graduierung**

Art. Nr.	Hals-Typ	Verschluss-Typ	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
Oberfläche 25 cm²						
055400	Geneigt	Standard	TC	10	200	AA -
055401	Geneigt	Filtrierend	TC	10	200	AA -
056393	Geneigt	Filtrierend	Kollagen I	10	60	AA -
056390	Geneigt	Filtrierend	Poly-D-Lysin	10	60	AA -
Oberfläche 75 cm²						
055402	Geneigt	Standard	TC	5	100	AA -
055403	Geneigt	Filtrierend	TC	5	100	AA -
056394	Geneigt	Filtrierend	Kollagen I	5	30	AA -
056391	Geneigt	Filtrierend	Poly-D-Lysin	5	30	AA -
Oberfläche 175 cm²						
055405	Geneigt	Standard	TC	5	30	AA -
055404	Geneigt	Filtrierend	TC	5	30	AA -
056395	Geneigt	Filtrierend	Kollagen I	5	30	AA -
056392	Geneigt	Filtrierend	Poly-D-Lysin	5	30	AA -
Oberfläche 225 cm²						
056241	Geneigt	Standard	TC	5	30	AA -
056242	Geneigt	Filtrierend	TC	5	30	AA -

Nunc™ 3-stufige Zellkulturflaschen

Eine 3-Ebenen-Kulturflasche mit einer Kulturfläche von 500 cm2 in einem Volumen, das dem einer 175 cm²-Flasche entspricht, dank dreier Innenschalen.

- **Empfohlenes Volumen: 200 ml**
- **Gamma sterilisiert**
- **Einfache Handhabung: Füllen Sie den Kolben einfach so lange, bis das Medium gleichmäßig in jedem Fach verteilt ist, und legen Sie den Kolben zum Bebrüten ab**



Art. Nr.	Verschluss-Typ	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
Oberfläche 500 cm²					
055045	Standard	TC	1	32	AA -
056786	Standard	TC	4	32	AA -
055046	Filtrierend	TC	1	32	AA -
056787	Filtrierend	TC	4	32	AA -
Fläche 500 cm² mit Barcode					
056437	Filtrierend	TC	1	32	AA -
056785	Filtrierend	TC	4	32	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com