Nunc™ Cell Factory® Kulturkammern



Intensiv-Zellkultureinheit, bestehend aus übereinander angeordneten Schalen aus transparentem Polystyrol, die für die Kultur behandelt werden.

- **Ideal für scale up**
- **Platz- und Zeitersparnis**
- **Parallele Kulturkammern, die in der Höhe durch 2 vertikale Kanäle miteinander verbunden sind, von denen einer mit einem hydrophoben 0,2 µm-Filter zur Belüftung und der andere zum Befüllen und Entleeren unter aseptischen Bedingungen ausgestattet ist**
- **Gleichmäßige Verteilung pro Kammer nach dem Prinzip der kommunizierenden Gefäße**
- **Nunclon-Oberflächenbehandlung, gammasterilisiert, einzeln verpackt**
- **Gewinnung von Zellen durch Trypsinierung**
- **Entwässerung durch einen Verbindungsschlauch**
- **Maße L x B: 335 x 205 mm**

Cell Factory® standard

Art. Nr.	Oberfläche (cm²)	Anzahl Tabletts	Arbeitsvolumen (ml)	H. (mm)	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
055124	632	1	180	37	1	8	**AA -**
055125	1264	2	360	52	1	6	**AA -**
056194	2528	4	720	90	1	10	**AA -**
055126	6320	10	1800	190	1	2	**AA -**
055127	6320	10	1800	190	1	6	**AA -**
055128	25280	40	7200	695	1	2	**AA -**

Zubehör für Cell Factory® standard

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
056780	Verschluss-Kappen aus HDPE	40	**AA -**
055132	PTFE-Anschlussarmatur (zum Entleeren und Befüllen)	10	**AA -**
056420	Polykarbonat Anschluss	10	**AA -**
055469	Vent-Filter 1 µm	1	**AA -**



Cell Factory® EasyFill®

- **Platzsparend**
- **Eine Cell factory Easy fill 10 Plattformen entspricht 36 T175 Fläschchen**
- **Leicht zu befüllen und zu entleeren, sofort einsatzbereit, kein Zubehör erforderlich**
- **Maße L x B: 335 x 205 mm**

Art. Nr.	Oberfläche (cm²)	Anzahl Tabletts	Arbeitsvolumen (ml)	H. (mm)	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
056440	630	1	200	35	1	6	**AA -**
056442	1260	2	400	53	1	6	**AA -**
056443	2520	4	800	87	1	4	**AA -**
056705	6300	10	2000	190	1	2	**AA -**

Zubehör für Cell Factory EasyFill™

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
056420	Anschluss Polykarbonat	10	**AA -**



Cell Factory® mit hoher Dichte

- **30 % mehr Oberfläche und Leistung innerhalb der Standardgrundfläche des Nunc™ Cell Factory® Systems**
- **Die Ausbeute kann je nach Zelltyp variieren**
- **Produktivitätssteigerung**
- **Maße L x B: 335 x 205 mm**

Art. Nr.	Oberfläche (cm²)	Anzahl Tabletts	Arbeitsvolumen (ml)	H. (mm)	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
056903	1896	3	450-600	54	1	4	**AA -**
056904	8216	13	1950-2600	186	1	3	**AA -**
056905	32864	52	7800-10400	698	1	1	**AA -**