## TPP ® Standard Zellkulturflaschen

Behandelt, um die Zelladhäsion und das Zellwachstum zu fördern.
- Bilaterale Kennzeichnung ;
- PS-Flasche, PE-Verschluss.







### Standard-Filterflaschen

- **Standard: in belüfteter Position, wenn das Rechteck nach oben zeigt, in verschlossener Position, wenn das Rechteck auf 90° steht**
- **Filter: hydrophobe PTFE-Membran mit 0,22 µm Poren**

| Art. Nr. | Hals-Typ | Verschluss-Typ | Behandlung | Verpackt zu | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberfläche 25 cm² | | | | | | |
| 009025 | Geneigt | Standard | TC | 10 | 360 | AA - |
| 009026 | Geneigt | Filtrierend | TC | 10 | 360 | AA - |
| Oberfläche 75 cm² | | | | | | |
| 009075 | Geneigt | Standard | TC | 5 | 100 | AA - |
| 009076 | Geneigt | Filtrierend | TC | 5 | 100 | AA - |
| Oberfläche 150 cm² | | | | | | |
| 190150 | Geneigt | Standard | TC | 3 | 36 | AA - |
| 190151 | Geneigt | Filtrierend | TC | 3 | 36 | AA - |
| Oberfläche 300 cm² | | | | | | |
| 190300 | Geneigt | Standard | TC | 3 | 18 | AA - |
| 190301 | Geneigt | Filtrierend | TC | 3 | 18 | AA - |

### Verschluss für Kulturflaschen

| Für Flasche | 25 cm² | | 75 cm² | | 150 und 300 cm² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Art. Nr. | CHF Zu 40 | Art. Nr. | CHF Zu 40 | Art. Nr. | CHF Zu 40 |
| Standard Verschluss | 190825 | AA - | 190875 | AA - | 190850 | AA - |
| Filterstopfen | 190826 | AA - | 190876 | AA - | 190856 | AA - |

## TPP® Zellkulturflaschen mit Deckel oder abziehbarer Folie

- **Flaschen aus Polystyrol**
- **Filterstopfen: hydrophobe PTFE-Membran, Porengröße 0,22 µm**
- **Mit Deckel oder abziehbarer Folie**
- **Mit oder ohne Barriere, die eine kleinere, flache Anbaufläche schafft**
- **Version mit abziehbarer Folie (Öffnung an der Spitze) zum einfachen Öffnen**








Geben Sie die Referenz auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen

| Fläche (cm²) | (L x B x H) (mm) | Packungs-einheit | Barriere | VE | Deckel Art. Nr. | Deckel CHF/ VE | Mit abziehbarer Folie Art. Nr. | Mit abziehbarer Folie CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 92 x 51 x 31 | 5 | Nein | 70 | - | - | 190028 | AA - |
| 75 | 155 x 85 x 75 | 2 | Nein | 32 | - | - | 190078 | AA - |
| 115 | 210 x 122 x 50 | 3 | Ja | 18 | 190652 | AA - | 190653 | AA - |
| 150 | 122 x 50 x 150 | 3 | Nein | 18 | - | - | 190153 | AA - |
| 150 | 122 x 50 x 150 | 3 | Ja | 18 | 190552 | AA - | - | - |
| 300 | 275 x 170 x 55 | 2 | Nein | 8 | - | - | 009303 | AA - |




Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um die Anleitung zur pH-Widerstandsfähigkeit zu finden.

## SPL Standard Zellkulturflaschen

- **Hergestellt aus hochwertigem, transparentem Polystyrol**
- **Spezielles Halsdesign: kurz, weit und abgewinkelt für einfachen Zugang für serologische Pipetten und Schaber**
- **Stapelbar**
- **Steril**
- **Stopfen grün**



| Art. Nr. | Hals-Typ | Verschluss-Typ | Behandlung | Verpackt zu | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberfläche 25 cm² | | | | | | |
| 330014 | Geneigt | Standard | TC | 5 | 200 | AA - |
| 330011 | Geneigt | Filtrierend | TC | 5 | 200 | AA - |
| Oberfläche 75 cm² | | | | | | |
| 330015 | Geneigt | Standard | TC | 5 | 100 | AA - |
| 330012 | Geneigt | Filtrierend | TC | 5 | 100 | AA - |
| Oberfläche 175 cm² | | | | | | |
| 330016 | Geneigt | Standard | TC | 5 | 40 | AA - |
| 330013 | Geneigt | Filtrierend | TC | 5 | 40 | AA - |

DNase RNase | Pyrogen | Endo-toxin

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com