ClearLine® Standard Zellkulturflaschen



- Flaschen aus Kristall Polystyrol
- Einfaches Stapeln
- Verpackt in abziehbaren Beuteln
- Zertifikate auf Anfrage erhältlich
- Aufdruck von Chargennummer und Verfallsdatum auf jeder Flasche
- Modell mit Filterkappe: mit hydrophober Membran, verhindert den Durchgang von Bakterien und Sporen und Partikeln größer als 0,2 µm

Art. Nr.	Hals-Typ	Verschluss-Typ	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
Oberfläche 25 cm²						
131000C	Geneigt	Standard	TC	10	200	AA -
131006C	Geneigt	Filtrierend	TC	10	200	AA -
Oberfläche 75 cm²						
131002C	Geneigt	Standard	TC	5	100	AA -
131008C	Geneigt	Filtrierend	TC	5	100	AA -
Oberfläche 175 cm²						
131004C	Geneigt	Standard	TC	5	40	AA -
131010C	Geneigt	Filtrierend	TC	5	40	AA -

Merck Millipore® Millicell® HY FLASK Zellkulturflaschen




- Kulturflaschen, Multitablett
- Konstante Leistung und Nachhaltigkeit
- Einheitliche Kulturbedingungen
- Membranfilterkappe oben auf der Flasche für einfaches Pipettieren, Abfüllen und Aufsaugen
- Erhältlich in 3 Tabletts (600 cm²) oder 5 Tabletts (1000 cm²)

Art. Nr.	Oberfläche cm²	Verschluss-Typ	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
051996	600	Filtrierend	TC	2	16	AA -
051997	1000	Filtrierend	TC	1	8	AA -

Petrischalen

Petrischalen Zellkultur behandelt Falcon®



Perfekt ebene, verzerrungsfreie und optisch klare Wachstumsfläche.

- Der Stapelrand oberhalb des Deckels erleichtert die Handhabung und Lagerung
- Das Easy Grip™-System sorgt für einen besseren Halt
- Der Deckel mit hohem Abdeckungsrand verringert das Risiko einer Verunreinigung
- Speziell entwickelt, um einen optimalen Gasaustausch zu ermöglichen, dank der 3 Laschen an der Innenseite des Deckels

Corning Primaria®

- Eine Oberflächenbehandlung, die die Anhaftung und Vermehrung von Zelltypen fördert, die auf einem herkömmlichen Kultur-Träger nur schwer wachsen können. Die Oberflächenbehandlung ist zeitlich stabil und homogen, besonders geeignet für neuronale, endotheliale oder Tumorzellen

PureCoat™ Amin

- Diese Oberfläche eignet sich für Zellen, die eine schwache Bindung aufweisen, und fördert die Adhäsion, Proliferation und Differenzierung einer Vielzahl von Zellen: primäre neuronale Zellen, transfizierte Zellen (z. B. das Gehirn, hirneigene Zellen) und andere Zellen: HEK-293) oder Zelllinien wie PC12, HepG2
- Alternative zu biologischen Beschichtungen - animal-free Oberfläche
- Stabile Oberfläche 18 Monate ab Herstellungsdatum

PureCoat™ Carboxyl

- Diese Oberfläche eignet sich für Zellen, die schlecht haften, und fördert die Adhäsion, Proliferation und Differenzierung einer Vielzahl von Zellen: Kardiomyozyten (Ratte, Maus), Keratinozyten (Ratte), PC12, HT-1080, MCR-5
- Alternative zu biologischen Beschichtungen - animal-free Oberfläche
- Stabile Oberfläche 18 Monate ab Herstellungsdatum

Art. Nr.	Innen-Ø x Innen-H. (mm)	Besonderheit	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
Ø 35 mm						
353001	35,61 x 9,56	Easy Grip™	TC	20	500	AA -
353801	35,61 x 9,56	-	Primaria®	20	200	AA -
Ø 60 mm						
353004	50,47 x 11,17	Easy Grip™	TC	20	500	AA -
353802	50,47 x 11,17	-	Primaria®	20	200	AA -
Ø 100 mm						
353003	89,43 x 19,18	-	TC	20	200	AA -
353803	89,43 x 19,18	-	Primaria®	20	200	AA -
354732	89,43 x 19,18	-	Purecoat™ Amin	10	10	AA -
354784	89,43 x 19,18	-	Purecoat™ Carboxyl	10	10	AA -
Ø 150 mm						
353025	142,57 x 24,77	Gerasterter Boden	TC	10	100	AA -

Weitere Verpackungen: kontaktieren Sie uns

