Falcon® Petrischale für Organkulturen


- Easy grip
- Medica Verpackungen mit Peel-Open-Verfahren
- Sterilisiert durch Gammastrahlen
- Anbaufläche 2,89 cm²



Art. Nr.	Ø x H (mm)	Besonderheit	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
353037	60 x 15	Rund mit zentralem Well	TC	20	500	AA -

Petrischalen Corning®

Petrischalen Zellkultur behandelt Corning®



- CellBind®-Behandlung ermöglicht bessere Zelladhäsion
- Kerben für besseres Stapeln
- Entlüftungssystem für besseren Gasaustausch
- Hochtransparenter Polystyrol
- Steril, nicht-pyrogen


Art. Nr.	Innenmaße x Innen-H. (mm)	Besonderheit	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
Ø 35 mm						
430165	34,4 x 10	-	TC	20	500	AA -
003294	34,4 x 10	-	CellBIND®	10	210	AA -
Ø 60 mm						
430166	52,1 X 15	-	TC	20	500	AA -
003295	52,1 X 15	-	CellBIND®	7	126	AA -
430196	51,4 X 15	Gerasterter Boden (2 mm)	TC	20	500	AA -
Ø 100 mm						
430167	83,8 x 20	-	TC	20	500	AA -
003296	83,8 x 20	-	TC	5	40	AA -
430293	80,5 x 20	-	TC	10	480	AA -
Ø 150 mm						
430599	134,5 x 25	-	TC	5	60	AA -

Art. Nr.	(L x B x H) (mm)	Besonderheit	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
Quadratische Form						
431110	224 x 224 x 25	Quadrat 245 x 245 mm	TC	4	16	AA -

60-mm-Petrischale mit Corning®-Mittelwell

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen oder therapeutischen Verfahren, *In-vitro-Fertilisation* oder Verfahren zur Unterstützung der Befruchtung.

- Zentrales Well 20 mm
- Das innere Well enthält 3 ml Medium, die äußere Vertiefung enthält 10 ml
- Behandelt für optimale Zellanhaftung
- Steril



Art. Nr.	Ø x H (mm)	Zentrales Well (mm)	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
003260	60 x 15	20	20	500	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com