

Petrischale UpCell Nunc™

Entwickelt, um eine schnelle Dissoziation der Zellen von der Oberfläche durch eine einfache Temperaturänderung zu ermöglichen.

- **Keine Trypsinierung: Oberflächenproteine und Antigene bleiben erhalten**
- **Keine Verwendung von Schabern: gute Lebensfähigkeit der Zellen**
- **Wiedergewonnene Zellschichten können gestapelt werden, um dreidimensionale Gewebemodelle und Ko-Kulturen zu erstellen**
- **Minimale Bearbeitungszeit**
- **3 x 3 mm großes Gitter zur Entnahme einzelner Zellen in Suspension oder kleiner Kolonien**







Art. Nr.	Außen-Ø x Außen-H. (mm)	Besonderheit	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
Ø 35 mm						
056714	40 x 12	Mitgelieferte Stützmembran	Upcell	5	30	AA -
Ø 60 mm						
056713	60 x 15	-	Upcell	5	30	AA -
056716	60 x 15	Raster	Upcell	5	30	AA -
Ø 100 mm						
056712	92 x 17	-	Upcell	1	6	AA -
056715	92 x 17	Raster	Upcell	1	6	AA -

Petrischalen Zellkultur behandelt TPP ®

- **Gelbe Beschriftungsfläche an der Seite des Deckels**
- **Ein "Grip"-Ring am Boden erleichtert das Öffnen der Box und das Stapeln mehrerer Boxen**
- **Aus Polystyrol**
- **Steril**








Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um die Anleitung zur pH- Widerstandsfähigkeit zu finden.

Art. Nr.	Außen-Ø x Außen-H. (mm)	Besonderheit	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
Ø 35 mm						
067002	40 x 11	Grip	TC	20	900	AA -
Ø 60 mm						
067003	60 x 16	Grip	TC	14	840	AA -
Ø 100 mm						
193100	96 x 21	Grip	TC	10	240	AA -
Ø 150 mm						
193150	146 x 21	Grip	TC	5	100	AA -

Petrischalen Zellkultur behandelt SPL

- **Hergestellt aus hochwertigem transparentem Polystyrol, USP-Klasse VI**
- **Außengriff: für einen besseren Halt**
- **Steril SAL 10^{-6}**





Art. Nr.	Innen-Ø x Innen-H. (mm)	Besonderheit	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
Ø 35 mm						
330005	35 x 9,6	Grip	TC	10	500	AA -
Ø 60 mm						
330006	52,8 x 12,8	Grip	TC	10	500	AA -
Ø 100 mm						
330007	86,26 x 17,70	-	TC	10	200	AA -
330008	87,48 x 16,40	Grip	TC	10	200	AA -
Ø 150 mm						
330009	138,57 x 23,3	-	TC	10	120	AA -
330010	138,57 x 15,4	-	TC	10	120	AA -

Quadratische Form

- **Aus transparentem Polystyrol**
- **Rasterboden für die Koloniezählung**

Art. Nr.	(B x L x H) (mm) außen	Besonderheit	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
330045	126,40 x 126,4 x 20	Raster	TC	5	60	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com