ClearLine® Petrischalen für Kulturen



- In abziehbaren Beuteln
- Sterilisiert durch Gammastrahlen
- Zertifizierte Endotoxinwerte unter 0,5 EU/ml
- Zertifikate auf Anfrage erhältlich

DNase RNase | Endo-toxin

Art. Nr.	Außen-Ø x Außen-H. (mm)	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
Ø 35 mm					
131046C	37,8 x 12,5	TC	10	960	AA -
Ø 60 mm					
131048C	58,8 x 17,8	TC	10	600	AA -
Ø 100 mm					
131050C	95,6 x 22	TC	10	300	AA -
Ø 150 mm					
131052C	143 x 21,9	TC	10	120	AA -

Beschichtete Petrischalen

2D- oder Monolayer-Zellkultur

- Standard-Zellkulturmedien werden dann mit extrazellulären Matrixproteinen (Kollagen Typ I, Fibronectin, Laminin) oder synthetischen Proteinen (Poly-D- und Poly-L-Lysin) beschichtet.
  Sie ermöglichen somit eine bessere Adhäsion, Wachstum und Differenzierung von Zellen
- Diese beschichteten Medien sind ideal geeignet für Zellkulturen in serumfreien Medien und für Protokolle, die zusätzliche Waschschritte oder belastende Schritte beinhalten, z. B. Transfektion

Geben Sie die Referenz auf MILIAN.COM ein, um den Corning BioCoat™ Leitfaden für Medien zu finden



- Die Wahl der zu verwendenden Beschichtung hängt von den zu kultivierenden Zellen und damit von der Zusammensetzung der extrazellulären Matrix *in vivo* für diese Zellen ab

Corning® Petrischalen, beschichtet mit Biocoat®

Art. Nr.	Außen-Ø x Außen-H. (mm)	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
Ø 35 mm					
354456	35,61 x 9,56	Kollagen I	20	20	AA -
356456	35,61 x 9,56	Kollagen I	20	100	AA -
354467	35,61 x 9,56	Poly-D-Lysin	20	20	AA -
356467	35,61 x 9,56	Poly-D-Lysin	20	100	AA -
354518	35,61 x 9,56	Poly-L-Lysin	20	20	AA -
356518	35,61 x 9,56	Poly-L-Lysin	20	100	AA -
Ø 60 mm					
354401	50,47 x 11,17	Kollagen I	20	20	AA -
356401	50,47 x 11,17	Kollagen I	20	100	AA -
354405	50,47 x 11,17	Laminin	20	20	AA -
354403	50,47 x 11,17	Fibronectin	20	20	AA -
354468	50,47 x 11,17	Poly-D-Lysin	20	20	AA -
356468	50,47 x 11,17	Poly-D-Lysin	20	100	AA -
356517	50,47 x 11,17	Poly-L-Lysin	20	100	AA -

Art. Nr.	Außen-Ø x Außen-H. (mm)	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
Ø 100 mm					
354450	89,43 x 19,18	Kollagen I	10	10	AA -
356450	89,43 x 19,18	Kollagen I	10	40	AA -
354453	89,43 x 19,18	Kollagen IV	10	10	AA -
354653	89,43 x 19,18	Gelatin	10	10	AA -
356653	89,43 x 19,18	Gelatin	10	40	AA -
354469	89,43 x 19,18	Poly-D-Lysin	10	10	AA -
Ø 150 mm					
354551	142,57 x 24,77	Kollagen I	5	5	AA -

Greiner Bio-One CELLCOAT® beschichtete Petrischalen



- Die CELLCOAT-Beschichtungen eignen sich perfekt für Primärzellen, empfindliche Zelllinien oder alle Zellen, die unter bestimmten Bedingungen (ohne Serum, Transfektion, zahlreiche Waschvorgänge usw.) eingesetzt werden; außerdem ermöglichen sie bei bestimmten Zellen eine bessere Differenzierung
- Gebrauchsfertig
- Nicht-zytotoxisch
- Poly-Lysin und Kollagen I, lagerfähig bei Raumtemperatur
- Strenge Kontrolle der Rohstoffe, gleichbleibende Qualität

Art. Nr.	Außen-Ø x Außen-H. (mm)	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
Ø 60 mm					
628950	54,39 x 13,8	Kollagen I	20	100	AA -
628920	54,39 x 13,8	Fibronectin	5	20	AA -
628910	54,39 x 13,8	Laminin	5	20	AA -
628940	54,39 x 13,8	Poly-D-Lysin	20	100	AA -
628930	54,39 x 13,8	Poly-L-Lysin	20	100	AA -
Ø 100 mm					
664950	87,05 x 19,6	Kollagen I	10	40	AA -
664940	87,05 x 19,6	Poly-D-Lysin	10	40	AA -