
PETRISCHALEN MIT GLASBODEN

CellView™ Greiner Bio-One Petrischalen

- Glasdicke : 175 µm +/- 15 µm
- Steril, behandelt
- Borosilikatglas Klasse 1 (DIN-ISO 719) transparent, ISO 8255-1 : 1986
- Maximale spektrale Übertragung
- Spezifische Oberfläche für verbesserte Zellhaftung
- Volumen: 5 ml (ein Fach) und 0,1 - 0,5 ml (4 Fächer)
- Maximale Ebenheit
- Ideal für hochauflösende Mikroskopie oder FISH



Art. Nr.	Ø x H (mm)	Anzahl Fächer	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
627861	35 x 12	1	Unbehandelt	10	40	AA -
627860	35 x 12	1	TC	10	40	AA -
627965	35 x 12	1	Advanced TC	10	40	AA -
627871	35 x 12	4	Unbehandelt	10	40	AA -
627870	35 x 12	4	TC	10	40	AA -
627975	35 x 12	4	Advanced TC	10	40	AA -

Petrischale mit Glasboden Nunc™

- Petrischale 35 mm mit Glasboden Durchmesser 12 oder 27 mm
- 0,16 bis 0,19 mm Borosilikatglas-Lamelle
- Arbeitsvol. 3 ml

Anwendungen

- Fluoreszenz- und Phasenkontrastmikroskopie
- Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH)



Art. Nr.	Außen-Ø x Außen-H. (mm)	Besonderheit	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
056848	39,4 x 10,9	Glasboden ø 12 mm	TC	1	20	AA -
056849	39,4 x 10,9	Glasboden ø 27 mm	TC	1	20	AA -

Fluorodish Petrischalen

- Boden mit Glas-Lamelle
- Für die direkte Beobachtung durch Mikroskopie
- Optisches Glas mit RI = 1,525, Dicke 0,17 mm
- Innen-Well in der Petrischale, um das Volumen der Proben und Medien zu verringern
- Flaches Gehäuse für einfachen Zugang zu den Mikropipettenspitzen
- Klebstoff mit geringer Toxizität für die Embryonenforschung



Art. Nr.	Ø -innen (mm)	Ø -außen (mm)	Ø Well (mm)	H. innen (mm)	H. außen (mm)	Zugangs-winkel	CHF zu 100
WFD35-100	33	35,5	23,5	7,8	9	29 °	AA -
WFD3510-100	10	35,5	10	1,5	4,65	17 °	AA -
WFD5040-100	47,5	49,82	35	7,25	7,4	17 °	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com