
Klonierungszylinder



Für die Isolierung von Klonen aus einzelnen Zellen. Die Isolierung eines Klons erfolgt durch Auftragen einer dünnen Fettschicht auf den Boden des Zylinders und Aufsetzen auf das Kulturmedium.
Nach Zugabe eines kleinen Volumens EDTA oder Trypsin und Inkubation bei 37 °C (wodurch sich die Zellen lösen) werden die Zellen aus dem Zylinder entnommen und auf einen anderen Träger übertragen.

Klonierungszylinder aus Borosilikatglas - Ausgezeichnete Abdichtung.

Art. Nr.	Außen-Ø (mm)	Höhe (mm)	VE	CHF/ VE
209006	6	8	125	AA -
209008	8	8	125	AA -
209010	10	10	125	AA -

Klonierungszylinder aus Polystyrol steril

Der Boden ist etwas breiter als die Oberseite und bietet eine gute Dichtungsfläche. Verpackt in einem Beutel mit 5 Stück.

Art. Nr.	Bezeichnung	Ø x H (mm)	VE/ Box	CHF/ Box
085102	Steriler PS-Klonzylinder	4,7 x 8	50	AA -
085103	Steriler PS-Klonzylinder	6,4 x 8	50	AA -
085104	Steriler PS-Klonzylinder	9,5 x 6,2	50	AA -
085105	Sterile PS-Klonzylinder, sortiert	-*	40	AA -

* 4,7 x 8 / 6,4 x 8 / 9,5 x 11

Kulturplatten

Falcon® Kulturflaschen



- Steril
- Aus Kristall Polystyrol
- Markierungsfläche
- Alphanumerische Identifizierung
- Mattierter Rand zur einfachen Identifizierung der Platte bei der Handhabung
- Labyrinthdeckel: reduziert die Verdunstung in den peripheren Wells erheblich und minimiert das Risiko einer Kontamination beim Gasaustausch
- Einfach oder mehrfach tiefgezogene und abziehbare Verpackungen
- „Ready Stack"-Verpackung: Platten nebeneinander in abziehbaren Schalen angeordnet

PureCoat™ Carboxyl

- Diese Oberfläche eignet sich für Zellen, die schlecht haften, und fördert die Adhäsion, Proliferation und Differenzierung einer Vielzahl von Zellen: Kardiomyozyten (Ratte, Maus), Keratinozyten (Ratte), PC12, HT-1080, MCR-5
- Alternative zu biologischen Beschichtungen - animal-free Oberfläche
- Stabile Oberfläche 18 Monate ab Herstellungsdatum

ECM Mimetic Fibronectin-Peptid

- Eine Oberfläche, die synthetische, biologisch aktive Peptide enthält, die die zelluläre Anhaftung nachahmen, die normalerweise durch extrazelluläre Matrixproteine gefördert wird. Geeignet für Primärzellen, Stammzellen

Corning Primaria®

- Eine Oberflächenbehandlung, die die Anhaftung und Vermehrung von Zelltypen fördert, die auf einem herkömmlichen Kultur-Träger nur schwer wachsen können. Die Oberflächenbehandlung ist zeitlich stabil und homogen, besonders geeignet für neuronale, endotheliale oder Tumorzellen

PureCoat™ Amin

- Geeignet für Zellen, die eine schlechte Haftung aufweisen, Diese Oberfläche fördert die Adhäsion, Proliferation und Differenzierung einer Vielzahl von Zellen: primäre neuronale Zellen, transfizierte Zellen (z. B. Neuronen), Zellen der Leber und der Nieren sowie andere Zellen: HEK-293) oder Zelllinien wie PC12, HepG2
- Alternative zu biologischen Beschichtungen - animal-free Oberfläche
- Stabile Oberfläche 18 Monate ab Herstellungsdatum

Art. Nr.	Anzahl Wells	Art des Bodens	Farbe der Platte	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
Einheitliche Verpackung							
353046	6	Flach	Transparent	TC	1	50	AA -
353043	12	Flach	Transparent	TC	1	50	AA -
353047	24	Flach	Transparent	TC	1	50	AA -
353078	48	Flach	Transparent	TC	1	50	AA -
353072	96	Flach	Transparent	TC	1	50	AA -
353077	96	Rund	Transparent	TC	1	50	AA -
356240	6	Flach	Transparent	ECM Mimetic	1	10	AA -
356241	24	Flach	Transparent	ECM Mimetic	1	10	AA -
Ready Stack Verpackung							
353924	6	Flach	Transparent	TC	5	5	AA -
353935	24	Flach	Transparent	TC	10	60	AA -
353936	96	Flach	Transparent	TC	14	84	AA -

Art. Nr.	Anzahl Wells	Art des Bodens	Farbe der Platte	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
Mehrfach-Verpackungen							
353224	6	Flach	Transparent	TC	6	36	AA -
354721	6	Flach	Transparent	Purecoat™ Amin	5	5	AA -
354773	6	Flach	Transparent	Purecoat™ Carboxyl	5	5	AA -
353225	12	Flach	Transparent	TC	6	36	AA -
353226	24	Flach	Transparent	TC	6	36	AA -
354723	24	Flach	Transparent	Purecoat™ Amin	5	5	AA -
354775	24	Flach	Transparent	Purecoat™ Carboxyl	5	5	AA -
353230	48	Flach	Transparent	TC	6	36	AA -
353075	96	Flach	Transparent	TC	5	50	AA -
353916	96	Flach	Transparent	TC	25	100	AA -
353227	96	Rund	Transparent	TC	5	50	AA -
354717	96	Flach Transp.	Schwarz	Purecoat™ Amin	5	5	AA -
356717	96	Flach Transp.	Schwarz	Purecoat™ Amin	5	50	AA -

Alle 384-Well- und 1356-Well-Falcon®-Kulturplatten finden Sie in unserem Kapitel Lagerung und Screening

