
Greiner Bio-One Platten und Mikrotiterplatten (Fortsetzung)

Multiwell-Platten und transparente Mikrotiterplatten



- Hohe Transparenz und geringe Eigenfluoreszenz
- Der Deckel ist für optimalen Gasaustausch und minimale Verdunstung ausgelegt
- Alphanumerische Kennzeichnung
- Abziehbare Verpackung
- SBS-Format, Robotik-kompatibel
- Für 6-Well- und 96-Well-Platten: schwarzer Siebdruck auf jeder Platte mit Chargennummer, Verfallsdatum, Behandlungsart
- Reagenzienverstärkung mit 1/2 Wells; Arbeitsvolumen 15 bis 175 µl


Art. Nr.	Anzahl Wells	Art des Bodens	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
657160	6	Flach	TC	1	100	AA -
657960	6	Flach	Advanced TC	1	100	AA -
665180	12	Flach	TC	1	100	AA -
665980	12	Flach	Advanced TC	1	100	AA -
662160	24	Flach	TC	1	100	AA -
662960	24	Flach	Advanced TC	1	100	AA -
677180	48	Flach	TC	1	100	AA -
677980	48	Flach	Advanced TC	1	100	AA -
020035	96	Flach	TC	1	100	AA -
655980	96	Flach	Advanced TC	1	100	AA -
655982	96	Flach	Advanced TC	10	160	AA -
020028	96	Rund	TC	1	100	AA -
020033	96	Konisch	TC	1	100	AA -
675180	96	Halb-Well	TC	1	100	AA -


Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
020037	Universaldeckel mit hoher Form bestrahlt	1	100	AA -
020039	steriler Deckel für Mikroplatten 96 Kondensationsringe	1	100	AA -

Schwarze Mikroplatten Greiner Bio-One







- Geeignet für Fluoreszenztests
- Minimiert Hintergrund-, Autofluoreszenz- und Interwell-Streuungseffekte
- µclear transparenter Boden (190 µm dick), geeignet für die Mikroskopie
- SBS-Format, Robotik-kompatibel

Art. Nr.	Anzahl Wells	Art des Bodens	Besonderheit	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
655086	96	Flach - Schwarz	Mit Deckel	TC	8	32	AA -
655079	96	Flach - Schwarz	Ohne Deckel	TC	10	40	AA -
655090	96	Flach - µclear	Mit Deckel	TC	8	32	AA -
655087	96	Flach - µclear	Ohne Deckel	TC	10	40	AA -
675086	96	1/2 Well schwarz	Mit Deckel	TC	8	32	AA -
675090	96	1/2 ell- µclear transparent	Mit Deckel	TC	8	32	AA -
655986	96	1/2 Well - µclear transparent	Mit Deckel	Advanced TC	8	32	AA -
675986	96	1/2 Well schwarz	Mit Deckel	Advanced TC	8	32	AA -
781986	384	Flach - µclear	Ohne Deckel	Advanced TC	8	32	AA -
788986	384	1/2 Well - µclear transparent	Mit Deckel	Advanced TC	15	60	AA -

Weiße Mikroplatten Greiner Bio-One





- Geeignet für Lumineszenztests
- Minimiert Hintergrundrauschen, Autophosphoreszenz und Streuungseffekte zwischen den Wells
- µclear transparenter Hintergrund: 190 µm dick, geeignet für die Mikroskopie
- SBS-Format, Robotik-kompatibel

Art. Nr.	Anzahl Wells	Art des Bodens	Besonderheit	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
655083	96	Flach - Weiß	Mit Deckel	TC	8	32	AA -
655073	96	Flach - Weiß	Ohne Deckel	TC	10	40	AA -
655098	96	Flach - µclear	Mit Deckel	TC	8	32	AA -
655088	96	Flach - µclear	Ohne Deckel	TC	10	40	AA -
675083	96	1/2 Well - Weiß	Mit Deckel	TC	8	32	AA -
655983	96	Flach - Weiß	Mit Deckel	Advanced TC	8	32	AA -
781983	384	Flach - µclear	Mit Deckel	Advanced TC	8	32	AA -
788983	384	1/2 Well - µclear transparent	Mit Deckel	Advanced TC	15	60	AA -

Siehe unsere 384 und 1536 Well Greiner Bio-One Platten im Kapitel Lagerung und Screening

