
Nunc™-Platten

Thermo SCIENTIFIC nunc

Omnitray Nunc™ Kulturplatten


- Gamma-sterilisiert mit Deckel
- Mikroplattenformat für die Verwendung mit Robotern
- Mit Schnittkante: Markierung für die Positionierung der Platte
- Ohne Schnittkante: Spezialrobotik
- Anwendungen:
  - Dot Blotting
  - Denaturierung/Hybridisierung/Waschen
  - Lagerung von Membranen




Art. Nr.	Anzahl Wells	Art des Bodens	Besonderheit	Beh.	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
055048	1	Flach	Abgeschnittene Ecken	TC	10	60	AA -
056199	1	Flach	-	TC	10	90	AA -

Nunc™ rechteckige Platten

- Steril mit Deckel
- Kompatibel mit Robotersystemen
- Standard ANSI Format
- Außenmaße L x B x H : 128 x 85,9 x 17,3 mm






Art. Nr.	Anzahl Wells	Art des Bodens	Besonderheit	Beh.	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
056276	4	Flach	TC	10	100	60	AA -
056278	8	Flach	TC	10	100	90	AA -

Nunc™ transparente Multiwell-Platten und Mikrotiterplatten

- Sterilisiert durch Gammastrahlen
- Aus Polystyrol
- Behandeltes Nunclon-Delta (TC)
- Nunclon VITA behandelt: für die Kultivierung von so genannten anspruchsvollen Zellen wie menschlichen embryonalen und pluripotenten Stammzellen
- Minitray-Platten mit Deckel: Größe L x B 84 x 59 mm, Kulturfläche pro Well 0,013 cm²
- Edge 2.0-Platten: begrenzt die Verdunstung; Verdunstungsrate ‹ 2 % bei allen 96 Wells nach 4 Tagen Bebrütung
- 4 umlaufende Rillen (jeweils gefüllt mit steriler 0,5%iger Agaroselösung), die die Verdunstung aus den Wells verhindern
- SBS-Format







Art. Nr.	Anzahl Wells	Art des Bodens	Besonderheit	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
055047	4	Flach	Deckel	TC	4	120	AA -
055426	6	Flach	Deckel	TC	1	75	AA -
055615	6	Flach	Deckel	TC	5	85	AA -
056744	6	Flach	Deckel	Nuclon Vita™	1	4	AA -
055428	12	Flach	Deckel	TC	1	75	AA -
055429	24	Flach	Deckel	TC	1	75	AA -
055430	24	Flach	Deckel	TC	5	85	AA -
055431	48	Flach	Deckel	TC	1	75	AA -
056204	48	Flach	Deckel	TC	5	85	AA -
055435	60	Konisch	Minitray	TC	10	150	AA -
055436	72	Konisch	Minitray	TC	10	150	AA -
055260	96	Flach	Deckel	TC	1	50	AA -
055262	96	Flach	Deckel	TC	10	160	AA -
055432	96	Flach	Ohne Deckel	TC	1	50	AA -
055264	96	Flach	Ohne Deckel	TC	10	180	AA -
055434	96	Rund	Deckel	TC	1	50	AA -
055467	96	Rund	Deckel	TC	10	160	AA -
055433	96	Rund	Ohne Deckel	TC	1	50	AA -
056891	96	Flach	Deckel, Edge 2.0	TC	1	50	AA -
056892	96	Flach	Deckel, Edge 2.0	TC	10	160	AA -
056893	96	Flach	Ohne Deckel, Edge 2.0	TC	1	50	AA -
056894	96	Flach	Ohne Deckel, Edge 2.0	TC	10	160	AA -

Steriler Deckel und Klebstoffe

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
055610	Steriler Polystyrol-Deckel	1	60	AA -
055049	Sterile Klebefolie	200	800	AA -
064031	Sterile Klebefolie	1	50	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com